

Co-Sense for BA LC-MS システムを用いた薬物の分析 (1)

Drug analysis using Co-Sense for BA LC-MS system (1)

薬物動態試験や代謝研究において、生体試料や酵素反応液中の薬物の分析を行う場合に、HPLCやLC-MSが用いられています。試料には蛋白質やイオン性物質が大量に含まれるため、これらを除去する目的で有機溶媒添加や固相抽出といった前処理を行います。手作業による測定値のばらつきや作業時間がかかるなどのデメリットがあります。Co-Sense for BAはカラムスイッチング技術に応用した機器構成とユニークな前処理用カラムによって、前処理から分析までを自動化し、作業効率を高めることのできるシステムです。

Fig.1にCo-Sense for BAの流路図を示します。試料はオートサンプラから注入され、前処理カラムShim-pack MAYI-ODSに導入されます。蛋白質やイオン性物質は保持されませんが、薬物は充填剤の細孔に浸透し、内部の疎水層に保持されます(a)。次に流路を切り替え、分析用移動相を流すことで前処理カラムから分析カラムへ薬物を導入します(b)。

検出器にMSを用いることで選択性を高め、分析時間の短縮と高感度化を図ることができます。

S. Kawano




Fig.1 Co-Sense for BA LC-MS systemの流路図
Flow diagrams of Co-Sense for BA LC-MS system

薬物5成分（各1ug/mL，ラット血清添加）の一斉分析例をFig.2に示します。除蛋白1分，グラジエント分析4分，あわせて5分サイクルで分析可能でした。再現性，

回収率はTable1の通りです。夾雑成分の影響なく測定できました。




Fig.2 薬物5成分（各1ug/mL，ラット血清添加）のSIMクロマトグラム
SIM chromatograms of drugs (1ug/mL, spiked, rat plasma)

Table 1 再現性と回収率 (n=5)
Reproducibility and recovery (n=5)

Drug	m/z	RSD (% peak area)	Recovery (%)
Metoprolol	268	1.0	95.0
Propranolol	260	1.4	97.4
Lidocaine	235	2.6	94.0
Dibucaine	344	2.5	107.7
Bupivacaine	289	1.5	97.1

Table 2 分析条件
Analytical conditions for LC-MS

Pretreatment	
Column	: Shim-pack MAYI-ODS (4.6mmI.D. x 10mmL)
Mobile phase	: 10mM ammonium acetate/acetonitrile = 95/5
Flow rate	: 3.0mL/min
Column temperature	: 45
Injection volume	: 10 μ L
Analysis	
Column	: Phenomenex Mercury MS (4.0mmI.D. x 10mmL)
Mobile phase	: A : 10mM ammonium acetate, B : acetonitrile
Gradient program	: 5% B (0 - 0.5min) - 90% B (3-4min) - 5% B (4.01min) - STOP (5min)
Flow rate	: 0.8mL/min, split ratio 1 : 3 (mass spectrometer : waste)
Column temperature	: 45
Probe voltage	: +4.5kV (ESI-Positive mode)
Nebulizing gas flow	: 4.5L/min

 **島津製作所** 分析計測事業部
応用技術部

掲載データは薬事承認された装置で採取したものではありません。
島津分析コールセンター ●東京 ☎(03)3219-1691
●京都 ☎(075)813-1691

いろいろな分析アプリケーションニュース類は
島津製作所ホームページ

[<http://www.shimadzu.co.jp/>] > クロマト > 光分析機器 > サポート > アプリケーションニュース
をご覧ください。

3100-07203-17A-IK
2002.8