

GCsolution Ver.2.3の主な追加機能

GCsolution Ver.2.3で追加した機能のうち主なものは下記のとおりです。
(Ver.2.2から2.3への追加機能を記載してあります。)

注記：

表中に記載の取扱説明書は下記のファイルとして、GCsolutionとともにインストールされているものです。
PCセットには、これらのうち操作編冊子のみ標準添付されています。

操作編： 取扱説明書 [操作編] , C:¥GCsolution¥Manual¥GC_Operation.pdf
機能編： 取扱説明書 [機能編] , C:¥GCsolution¥Manual¥GC_Reference.pdf
管理編： 取扱説明書 [管理編] , C:¥GCsolution¥Manual¥GC_SysAdmin.pdf

1. ランチャー画面を搭載

追加機能	取説該当箇所
<p>GCsolution ランチャー画面を追加しました。GC 分析や GC 再解析などのアプリケーションは、GCsolution ランチャーから起動するようになりました。</p> <p>注記： バージョン 2.21 以前からバージョン 2.3 にアップデートした場合、[分析 1] などのデスクトップアイコンはそのまま残っています。それらのアイコンは引き続き使用可能ですが、ご不要の場合は削除してください。）</p>	<p>操作編： p.3-4 「2.1 GCsolution の基礎知識」</p> <p>機能編： p.3-4 「1.2 GCsolution の起動」</p>

2. GC-2014 対応

GC-2014 は弊社の新型 GC で、GC-14B の後継機です。

追加機能	取説該当箇所
<p>GC-2014 の制御機能およびデータ処理機能を搭載しました。</p>	<p>機能編： p.15 「4. 環境設定 (GC 分析)」</p> <p>p.57 「5. データ採取 (GC 分析)」 など</p>

3. CLASS-Agent データベース登録機能とシステム管理機能

追加機能	取説該当箇所
<p>(1) CLASS-Agent データベースへの登録機能 (自動登録、手動登録) を搭載しました。GCsolution から直接 CLASS-Agent データベースへの登録ができるようになりました。</p> <p>注記： PC セットには CLASS-Agent マネージャがプレインストールされています。もし、何らかの理由で PC セットとしてご購入いただけないお客様で、この(1)項</p>	<p>操作編： p.57-58 「5.6 CLASS-Agent によりデータの確認を行う」</p> <p>機能編： p.498-504 「12.4 Agent 登録設定」</p> <p>p.464 「11.3 データエクスプローラ</p>

と下の(2)項の機能をご使用の場合、別途CLASS-Agent マネージャの購入が必要です。	のメニュー」 管理編： p.47 「6.3 データの長期保存を検討しましょう」 p.52 「6.4CLASS-Agent を使ってみましょう」
(2) 島津ユーザー認証ツールに対応しました。ネットワークシステムを使用する場合、LCsolution など各島津ユーザー認証ツール対応ソフトウェアとのユーザーリストの共有ができるようになりました。	操作編： p.126-128 「12.3 ネットワーク対応モードの設定」
(3) システム管理機能を強化しました。システムポリシー設定に、「パスワードは要求する複雑さを満たす」「PC単位ロックアウト設定」「ユーザー単位ロックアウト設定」「重複パスワード管理回数」などを追加しました。	機能編： p.486-489 「12.2 システムポリシー」
(4) ログブラウザ画面を追加しました。システム管理ログや装置ログなど、ログの表示と管理を行うログブラウザを組み込みました。	機能編： p.505-507 「12.5 ログブラウザ」

4. データ採取機能の強化

追加機能	取説該当箇所
(1) 簡易データ採取機能を搭載。GC 分析画面の開始ボタンを押して、分析スタンバイ状態にしていなくても、GC 装置からのスタートでデータ採取可能になりました。マニュアル注入にて分析を行う際、GC 装置の[Start]ボタンを押すだけでデータ採取できるようになりました。	操作編： p.44-45 「4.9 簡易データ採取機能について」
(2) バッチテーブルのアクション機能に再注入と Goto 機能を追加しました。	機能編： p.334-335 「9.10.6 バッチアクション」

5. データ解析機能の強化

追加機能	取説該当箇所
(1) グループ検量による定量をおこなう場合でも、定量方法として内部標準法が使えるようになりました。	操作編： p.68-70 「6.7 グルーピングを用いた定量に関する設定」
(2) 検出器チャンネル構成の異なるデータを使って検量線を作成できるようになりました。	機能編： p.19-23 「3.4 検量線を作成しましょう」
(3) 検量線の作成日時(更新日時)をメソッドファイルに記録しレポートにも印刷できるようになりました。	機能編： p.216 「6.5.4.1 検量線情報の表示」 p.267 「7.4.1.1 検量線情報」 p.381

	「10.10.4 メソッドのプロパティ - [データ処理パラメータ] タブ」
(4) 検量線画面のデータファイルツリーの編集機能に全てのデータを削除するメニューを追加しました。また、レベル間でデータファイルをドラッグ&ドロップできるようにしました。	機能編： p.270-271 「7.5 検量線 - データファイルツリー ビュー」
(5) データ比較画面の拡大クロマトグラムに横スクロールバーを追加しました。	

6. レポート機能の強化

追加機能	取説該当箇所
(1) バッチテーブルを表の形式で印刷できるバッチテーブルアイテムを追加しました。	機能編： p.387-392 「10.11 バッチテーブルのプロパティ」
(2) メソッドアイテムの装置パラメータ印刷が、検出器や気化室などのユニット毎に、パラメータを選択して印刷できるようにしました。また、検量線データファイル名と検量線作成(更新)日時の印刷と、コメントおよび QAQC 設定を印刷するようにしました。	機能編： p.377-386 「10.10 メソッドのプロパティ」
(3) 検量線アイテムで検量線グラフの XY 軸タイトルをメソッドの設定に自動で合わせるようにしました。	機能編： p.419 「10.16.4 検量線のプロパティ - [グラフ]タブ」
(4) サマリアイテムへ、データエクスプローラーからデータファイルをドラッグ&ドロップして追加できるようになりました。	操作編： p.88 「8.3.4 レポート作成 での印刷」

7. その他

追加機能	取説該当箇所
(1) GCsolution から MS 経由で GC 制御ができるようになりました。1台のパソコンを GCMSsolution と併用する場合、MS 制御を止めることなく GC 単体での分析に移行することができます。 注記： MS 検出器のデータ採取はできません。また、MS 検出器はライン 2 にのみ設定可能です。	機能編： p.20 「4.3 装置」
(2) メンテナンスガイドに GC-2014 に関する項目を追加しました。	
(3) CLASS-Agent データベースに、データファイルとともに PDF ファイルを自動登録する設定にしていると、GCsolution では印刷しない設定にしているも、PDF ファイルを出力し Agent データベースに登録するようになりました。	