# **Application** News

高速液体クロマトグラフ i-Series LC-2060C 3D

# 脂溶性ビタミンの高速一斉分析

岩田 奈津紀、加藤 理英

#### ユーザーベネフィット

- ◆ 各種脂溶性ビタミンを一斉に分析できます。
- 移動相は、メタノールのみというシンプルな条件であるため、分析準備の手間が省けます。
- フォトダイオードアレイ(PDA)検出器を用いることで、一度の分析で任意波長のクロマトグラムを取得できます。

#### ■はじめに

ビタミンは、体内では全く合成できない、あるいは、十 分な必要量を合成できないため、食物から摂取しなければ ならない栄養素です。ビタミンは、水溶性と脂溶性に大別 され、脂溶性ビタミンにはビタミンA、D、E、Kが該当し

脂溶性ビタミンの分析では、順相クロマトグラフィーで 種類ごとに個別の条件で分析することが多いです。本稿で は逆相クロマトグラフィーでビタミンA、ビタミンD、およ び、ビタミンEを一斉分析しました。

ここでは、一体型HPLCを用いた脂溶性ビタミンの一斉分 析についてご紹介します。

## ■混合標準溶液の分析

ビタミンA、D、Eは少量のテトラヒドロフランで溶解後、 メタノール/テトラヒドロフラン=97:3で定容し、3成分 の混合標準溶液を調製しました。図1にビタミンA、D、E の混合標準溶液(50 IU、100 IU、0.1 mg/mL)のクロマト グラムを、表1に分析条件を示します。カラムは、逆相ク ロマトグラフィーで汎用されるC18カラムを、移動相はメ タノールを用いました。検出は、一体型HPLCに内蔵して いるPDA検出器を用いました。 PDA検出器を用いることに より、分析時に指定した波長範囲内であれば、分析後に任 意波長のクロマトグラムを取得することが可能です。本稿 では、各成分の極大吸収波長を検出波長として採用しまし た。なお、この条件下でのシステム負荷圧は約40 MPaでし た。

表 1 分析条件



Ćolumn

Shim-pack™ GIST-HP C18\*1 (150 mm×3.0 mm I.D., 2 μm)

Flow rate 0.7 mL/min Mobile phase : Methanol Column temp. 40 ℃ Injection volume 4 μL


: SHIMADZU LabTotal™ for LC 1.5 mL, Glass\*2 Detection (PDA) : 264 nm (Vitamin D) , 280 nm (Vitamin E) , 325


nm (Vitamin A)

\*1 P/N: 227-30002-05 \*2 P/N: 227-34001-01

#### ■再現性

表2に、ビタミンA、D、E(10 IU、20 IU、0.02 mg/mL) の混合標準溶液について、6回繰り返し分析における保持時 間と面積の再現性(%RSD)を示します。いずれの化合物にお いても、保持時間とピーク面積の再現性は0.7%以下の結果 が得られました。










表 2 6回繰り返し分析における再現性 (%RSD)

Compound	Retention time	Peak area
Vitamin A	0.02	0.68
Vitamin D	0.04	0.49
Vitamin E	0.03	0.32

#### ■ 検量線

対象の3成分について検量線を作成したところ、いずれも 寄与率 (r²) は0.9999以上と良好な直線性が得られました。 図2に検量線を、表3に検量線濃度範囲と寄与率を示します。








図2 検量線

表 3 検量線濃度範囲と寄与率 (r<sup>2</sup>)

Compound	Conc. range	r <sup>2</sup>
Vitamin A	1-1000 IU	0.9999
Vitamin D	2-2000 IU	0.9999
Vitamin E	0.002-2 mg/mL	0.9999


### ■ビタミン含有サンプルの分析


サンプル0.25 gを少量のテトラヒドロフランで溶解後、メタノール/テトラヒドロフラン=97:3 (希釈液)で10mLに定容しました。この溶解液を希釈液で10倍に希釈後、HPLCに供しました。


図3にサンプルのクロマトグラムを示します。サンプルから対象のビタミンA、D、Eが分離検出されました。

### ■まとめ

一体型HPLCとシンプルな分析条件による脂溶性ビタミン(A、D、E)の一斉分析が可能でした。一体型HPLCに内蔵しているPDA検出器を用いることで、対象成分ごとに最適波長で検出できるので便利です。複数のビタミンを一斉分析することで分析作業の効率化が図れます。







(実線:サンプル、破線:標準溶液)

Shim-packおよびSHIMADZU LabTotalは、株式会社島津製作所の日本およびその他の国における商標です。

# 株式会社島津製作所

01-00413-JP 初版発行: 2022年 9月

島津コールセンター 🝑 0120-131691