


理論タンパク質量情報を活用した新しいMALDI微生物同定法による腸内細菌の大規模同定性能評価

○押川 大起¹⁾・関口 勇地²⁾・井上 莉子¹⁾・三井 一高¹⁾・古田 匡智¹⁾・寺本 華奈江¹⁾・岩本 慎一¹⁾・玉木 秀幸²⁾・鎌形 洋一²⁾
1) 株式会社 島津製作所、2) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

次世代創薬技術開発のための迅速な腸内細菌探索システムの構築を目指して

腸内細菌は健康や疾患に密接に関係しており、ルミノコッカス科に属する株によるがん免疫チェックポイント阻害薬の効果向上¹⁾など、腸内細菌の創薬実用化を目指した探索研究が進められている。島津製作所では腸内細菌の探索迅速化のため、MALDI-MSによる微生物同定を用いた前処理から同定までを一貫して自動で行うシステムの構築を目指している。著者らが開発した新しいMALDI-MS微生物同定ソフトウェア「MicrobialTrack™」は理論タンパク質量情報を用いることでおよそ8万5千種の同定が可能である。本手法を用いることで、従来よりも遥かに多くの腸内細菌の同定を迅速に行うことができる。本発表では、これまでに取得した腸内細菌およそ4万スペクトルについてMicrobialTrackによる同定性能評価を試みた。

MicrobialTrackによる*Bifidobacterium longum* subsp. *Infantis* (JCM 1222T)の解析結果



MicrobialTrack™

微生物ゲノム情報を基にしたタンパク質理論マススペクトルデータベースによるMALDI-MS微生物同定法²⁾

⇒4万スペクトルを超える腸内細菌の同定性能評価
96%以上で種を同定可能に

【Materials & Methods】

・腸内細菌の培養、MALDI-MS測定

ヒトマイクロバイオームに存在する腸内細菌を中心に、6門にまたがる231種418株を培養

3種類の手法を用いて菌体に前処理を実施

①直接塗抹法

(菌体をプレートに塗抹、マトリックスを滴下して風乾)

②オンプレートギ酸抽出法

(菌体を塗抹、ギ酸を滴下、風乾後マトリックス滴下)

③エタノール・ギ酸抽出法

(菌体を80%エタノール内で撈拌、遠心後のペレットにギ酸とアセトニトリルを滴下してタンパク質抽出、プレートに上清滴下後風乾してマトリックスを滴下)

MALDI-8020(島津製作所製)で測定

MicrobialTrackで解析、信頼度を確認


(本ソフトウェアでは信頼度が表示され、低信頼では再測定を推奨している。)

・分子系統解析・高信頼割合および高信頼の種正答率評価

高信頼度の結果が得られた菌種について、1属につき1種を選択し、20のシングルコピー遺伝子セットを用いた系統解析ソフトウェア「VBCG³⁾」を用いて系統樹作成を実施した。各菌種が属する門ごとに高信頼の割合を集計し、高信頼結果の種正答率を評価した。

ハイスループットMALDI-MS微生物同定用前処理装置の開発


高信頼割合が最も高いエタノール・ギ酸抽出法を自動で行うことができる前処理装置を開発中。96ディープウェルプレートで液体培養した菌体からタンパク質を抽出、MALDI-MS用スライドに滴下するまでを自動で行うことができる。



コロニーピッキングシステムと組み合わせ、菌体採取からMALDI-MS測定までをハイスループットで行うシステムを構築中

【Result】

各門の高信頼割合と高信頼結果の種正答率



表：採用した前処理手法ごとの信頼度割合および総スペクトル数

採用した前処理法	信頼度		総スペクトル数
	高信頼	低信頼	
直接塗抹法	49.4%	50.6%	5777
オンプレートギ酸抽出法	62.5%	37.4%	18281
エタノール・ギ酸抽出法	70.4%	29.6%	16130
全前処理合計	63.9%	36.1%	40188

合計4万スペクトルの内、63.9%で高信頼の結果を得た。高信頼度のスペクトルの内、96.2%で種まで、99.8%で属まで同定できた。高信頼割合はエタノール・ギ酸抽出法が最も高かった。

MicrobialTrackはより多くのタンパク質ピークを検出できるほど高い信頼度を得られる。本ソフトウェアと開発中のMALDI-MS微生物同定用前処理装置を組み合わせることで、腸内細菌を迅速かつ高精度で同定することが可能である。

本研究は国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 (AMED) の次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 (腸内マイクロバイオーム制御による次世代創薬技術の開発) 【課題管理番号：24ae0121035h0004】の支援の元で行われています。

1: N. Y. Lin et al., Nature, 2025, **644**, 1058.
2: Y. Sekiguchi et al., Genome Biol., 2023, **24**, 257.
3: R. Tian, B. Imanuan Microbiome, 2023, **11**, 247.