

## エス・ティ・ジャパン製ライブラリご使用時の 島津スタンダードライブラリアップデート手順

1. ご注意

島津スタンダードライブラリをアンインストールすると Hummel ライブラリなどのエ ス・ティ・ジャパン製スペクトルライブラリも一緒にアンインストールされます。 エス・ティ・ジャパン製ライブラリをご使用の場合は必ず以下の手順に従って島津スタ ンダードライブラリのアップデートを実施してください。

- 2. アップデート手順
  - エクスプローラーで島津スタンダードライブラリおよびその他のエス・ティ・ジャパン 製スペクトルライブラリが保存されているc:¥speclibsフォルダーの内容すべてを別の フォルダーや外付けハードディスクなどにバックアップします。
     図1の例では、speclibs\_backupというフォルダーを作成してその中にc:¥speclibsフォ

ルダーの内容をコピーしています。

里 👻 📜 🧱 🗧	ライブラリに追加 ▼ 共有 ▼ 書き込む	新しいフォルダー		3	•	
お気に入り	名前	更新日時	種類	サイズ		
	퉬 PerfLogs	2009/07/14 12:20	ファイル フォル			
	🎉 Program Files	2014/06/24 18:15	ファイル フォル			
	Program Files (x86)	2016/07/06 10:49	ファイル フォル			
🕘 最近表示した場所	ProgramData	2016/06/24 16:02	ファイル フォル			
	📕 SkyPDF	2016/06/22 16:13	ファイル フォル			
ライブラリ	🕌 speclibs	2016/07/13 14:58	ファイル フォル			
ドキュメント	\mu speclibs_backup	2016/07/13 15:05	ファイル フォル			
コ ピクチャ	퉬 temp	2016/07/13 14:58	ファイル フォル			
■ ビデオ	🍌 updata	2016/07/13 14:04	ファイル フォル			
	3 Windows	2016/07/13 15:02	ファイル フォル			
1ミューシック	<u> </u>	2014/06/24 16:03	ファイル フォル			

図1 speclibsフォルダーのバックアップ

- Windowsのスタートメニューの「コントロールパネル」から「プログラムと機能」を選択します。
- Shimadzu Standard Libraryを選択し、右クリックから「アンインストール」を選択し てアンインストールを実行します。なお、Shimadzu Standard Libraryという項目が無 い場合は、S.T.Japan Librariesを選択してください。

「S.T.Japan Libraries」が2つ以上あるときは、どちらを選択しても構いません。

י, א-םאכב י 🔄 🗸	ペネル ▶ プログラム ▶ プログラムと機能	プログラムと機能の検索	۶
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更		
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラ [変更]、または [修復] をクリックします。	ムを選択して [アンインストール]	
Windows の機能の有効化また は無効化	整理 ▼ アンインストール	83 🗸	0
	名前	発行元	
	※ユーザー認証ツール	Shimadzu	
	インテル(R) グラフィックス・ドライバー	Intel Corporation	
	Tera Term 4.91		
	SkyPDF Server MT 2012	SKYCOM	
	Sentinel Protection Installer 7.6.7	SafeNet, Inc.	
	SadtlerDBCOMSdk		
	S.T.Japan Libraries	S.T.Japan	1
	S.T.Japan Libraries	S.T.Japan	
	MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK	Microsoft Corporation	
	₩Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12	Microsoft Corporation	
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation	
	Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.3	Microsoft Corporation	
	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	
	Microsoft ReportViewer 2010 SP1 Redistributable	Microsoft Corporation	
	III Microsoft ReportViewer 2010 Redistributable 言語パッ	Microsoft Corporation	

図2 プログラムのアンインストール画面

 アンインストール画面が表示されますので、その指示に従って操作してください。完了 画面が表示されたら「完了」をクリックしてアンインストールを終了してください。



図3 ライブラリのアンインストール画面

- 5) Windowsを再起動してください。
- 6) 島津スタンダードライブラリVer1.30のインストールディスクをドライブに挿入し、エクスプローラーで「Setup」フォルダの「install-shim」を選択し、右クリックメニューから「管理者として実行」を選んでインストールを実行します。

] 11111111STJ00612.stx ]] dongle_setupdrv		2013/01/07 15:02 2011/11/07 16:12	STX ファイル アプリケーション	1 KB 270 KB		
					🕹 install-shim	開く(の)
LicenseAgre	<ul> <li>m&lt;(0)</li> <li>管理者として実行(A)</li> <li>互換性のトラブルシューティング(Y)</li> <li>送る(N)</li> <li>ンピー(C)</li> <li>ショートカットの作成(S)</li> <li>プロパティ(R)</li> </ul>		テキスト ドキュ	7 KB		
LicenseAgree purge_32 purge_64 setup-Shima			テキスト ドキュ	3 KB		
			アプリケーション	1,724 KB		
			・ アプリケーション アプリケーション	5,458 KB 17,221 KB		

図4 インストーラの実行

- 7) ユーザーアカウント制御画面が表示されますので「はい」をクリックします。その後は 画面の指示に従ってインストールを続行してください。オプションの項目はデフォルト の設定のままにしておいてください。
- インストールが完了したら、最初にバックアップしたspeclibsフォルダーの内容のうち dpAgent64(またはdpAgent32)という名称のファイル以外の全てを、新たに作成され たspeclibsフォルダーにコピーしてください。その際、speclibsフォルダーに同じ名称 のファイルが既に存在する場合はスキップしてください。



図5 ファイルのコピー画面

- 9) Windowsを再起動します。
- 10)LabSolutions IRを起動して、従来使用していた各ライブラリを検索画面で再び登録し なおしてください。

11) ライブラリが正常に登録できたら、登録したライブラリを使用してスペクトルの検索が 実行できることを確認してください。

以上