


島津天びん用電子プリンタ

取扱説明書

EP-90



この文書をよく読んで正しくご使用ください。
いつでも参照できるように大切に保管してください。

 島津製作所

分析計測事業部

目次

1. はじめに	1
2. 梱包内訳と各部の名称	6
2.1 梱包内訳.....	6
2.2 本体各部の名称.....	6
3. すえつけ	7
3.1 すえつけ場所について	7
3.2 電源について	7
3.3 すえつけ方	9
3.3.1 電源の接続（ACアダプタを用いる場合）	9
3.3.2 乾電池の装填（乾電池を用いる場合）	9
3.3.3 記録紙の装填.....	10
3.4 天びんと接続.....	12
4. 機能と使い方	13
4.1 キースイッチとその機能	13
4.2 基本的な使い方	16
4.3 IDナンバー	17
4.3.1 IDナンバー設定方法	17
4.3.2 IDナンバー印字方法	17
4.4 サンプルナンバー	18
4.4.1 サンプルナンバー設定方法	18
4.4.2 サンプルナンバー印字方法	18
4.5 乗算（xK）	19
4.5.1 乗数K設定方法	19
4.5.2 K倍データ印字方法	19
4.6 統計計算モード.....	20
4.6.1 統計計算モード設定方法.....	20
4.7 コンパレータモード	22
4.7.1 コンパレータしきい値設定方法.....	22
4.7.2 コンパレータモード設定方法	23
4.7.3 コンパレータモード解除方法	23
4.8 オートプリントモード.....	24
4.9 日付印字.....	24
4.10 機能の併用.....	25
4.11 機能別印字例	26

5. 通信その他の設定	30
5.1 ディップスイッチ	30
5.2 設定リスト	31
5.2.1 通信設定 1 (ボーレート)	31
5.2.2 通信設定 2 (パリティ)	31
5.2.3 通信設定 3 (デリミタ)	31
5.2.4 英語/日本語切替え	32
5.2.5 ブザー音オン/オフ	32
6. 保 守	33
6.1 記録紙の交換	33
6.2 インクリボンカセットの交換	33
6.3 乾電池の交換	33
7. 故障と対策	34
8. 部品リスト	35
9. 仕 様	36
10. 寸法図	37

1. はじめに

島津電子天びん用電子プリンタ EP-90 は、操作が容易で、各種質量測定や計量管理に広くご利用いただけるプリンタです。プリンタ側のキー操作で、印字出力、オートプリントの設定、風袋引き（テア）のコマンドを天びん側へ送ることができます。

また、試料の ID、番号、日付印字の設定をテンキーで効率的に行い、印字させることができます。

さらに、統計計算を行い印字する機能、天びんの合否判定機能に連動した印字機能が備わっています。

AC アダプタ駆動だけでなく、乾電池駆動も可能ですので場所を選ばず使用できます。印字紙は長期の保存に適した普通紙を使用し、毎秒 2.7 行の印字で、作業効率を高めています。

この取扱説明書をよく読んでいただき、内容に従って正しく使用してください。また、読み終わったあとも、この取扱説明書を本製品とともに大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。当社ホームページ（<http://www.shimadzu.co.jp/balance/>）から取扱説明書（PDF ファイル）をダウンロードできます。

お 願 い

- 本製品を貸与または譲渡するときは、この取扱説明書を本製品に添付してください。
- この取扱説明書を紛失または損傷されたときは、すみやかに営業または代理店に連絡してください。

おことわり

- この取扱説明書の内容は改良のために、将来予告なしに変更することがあります。
- この取扱説明書の内容は作成にあたり万全を期しておりますが、万一、誤りや記載もれなどが発見されても、ただちに修正できないことがあります。
- この取扱説明書の著作権は、株式会社 島津製作所が所有しています。当社の許可なく内容の一部または全部を転載・複製することはできません。

© 2007-2008 Shimadzu Corporation. All rights reserved.

- Microsoft、Windows、Windows Vista、および Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本書に掲載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標および登録商標です。なお、本文中には TM、®マークは明記していません。

1. はじめに

- 文中の会社名・団体名・製品名等は、それぞれ各社・各団体の商標または登録商標です。
- Windows 直結機能がすべてのパソコンで問題なく動作することを当社は保証いたしません。この機能によって発生するいかなる不具合についても当社は責を負いません。重要なデータやプログラムなどは必ず事前にバックアップを取ることをおすすめします。

ユーザ登録のお願い

安心して製品をお使いいただくために ユーザ登録をお願いします

製品保証の請求をするときに必要になりますので、以下のどちらかの方法で必ずユーザ登録をしてください。

- 別紙「保証登録書」のフォームに記入し、FAX で返信していただく方法
(FAX : 075-823-3022)
- 当社ホームページ上で記入していただく方法
(<http://www.shimadzu.co.jp/balance/user/index.html>)

ユーザ登録をしていただきますと、当社製品とサービスに関する情報を優先的に提供いたします。

※ 併せてアンケートへの回答もよろしくをお願いします。

製品保証

当社は本製品に対し、以下のとおり保証をいたします。

保証期間

お買い上げ日より1年間有効（ただし、日本国内に限ります。）

保証内容

保証期間内に当社の責により故障が生じた場合は、その修理または部品の代替を無償で行います。

（この保証は日本国内でのご使用のみを対象とさせていただきます。）

保証除外事項

保証期間内であっても、次に該当する故障の場合は保証の対象から除外させていただきます。

- 1) 誤ってお取り扱いになった場合
- 2) 当社以外で修理や改造などが行なわれた場合
- 3) 故障の原因が機器以外の理由による場合
- 4) 高温多湿、腐食性ガス、振動など、過酷な環境条件の中でお使いになった場合
- 5) 火災、地震その他の天災地変、放射性物質や有害物質による汚染、および戦争や暴動、犯罪を含むその他の不可抗力的事故の場合
- 6) いったん据え付けた後、移動あるいは輸送された場合
- 7) 消耗品およびこれに準ずる部品

アフターサービス

本製品が正常に動かないときは、「7. 故障と対策」に従って点検・処置をしてください。それでも改善されないときや、それ以外の故障と考えられる現象が発生したときは、当社サービス会社（裏表紙に記載）に連絡してください。

部品の供給期間



本製品の補修部品の供給期間は、製造打ち切り後7年としています。この供給期間以降は、補修部品の供給にお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。ただし、当社の純正部品でないものは、製造した会社の定める供給期間とさせていただきます。

安全上のご注意

必ず守ってください





天びんを安全に正しく使用していただくために、次の注意事項をよく読み、守ってください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	その事象を避けなければ、死亡または重傷に至る可能性のある場合に用いています。	 注意	その事象を避けなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある場合、および物的損害の可能性のある場合に用いています。
---	--	---	---

内容の種類を次の絵記号で区分し、説明しています。

 強制	必ず実行していただく「強制」内容です。	 禁止	してはいけない「禁止」内容です。
---	---------------------	---	------------------

 警告	
 禁止	本製品および付属品は、絶対に分解・改造・修理しない 感電・異常動作の原因になります。 故障と思われるときは、当社サービス会社に連絡してください。
 強制	指定の電源・電圧環境で使う 誤った電源・電圧で使うと、火災や故障の原因になります。 また、電源・電圧が不安定なときや電源容量が不足しているときは、満足すべき性能が得られません。
 禁止	屋外や水のかかるところでは使わない 感電・異常動作の原因になります。

⚠ 注 意




禁 止

次のような場所で使用しない

故障の原因になります。

- 極端な温度変化があるところ
- 振動があるところ
- 直射日光があたる場所
- 侵食性ガス、引火性ガスがあるところ
- ほこり、電磁波、磁界があるところ



強 制

丈夫でがたつきのない平らなテーブル、または床の上に設置する

不安定な場所に置くと、けがや故障の原因になります。
測定作業に十分なスペースを確保してください。



強 制

注意深く、丁寧に扱う

本製品は精密機器です。衝撃を与えると故障の原因になります。
長期間の保管が必要なときは、製品納入時の梱包箱を使ってください。



禁 止

コネクタには、当社指定の天びん以外は接続しない

異常動作の原因になりますので、トラブル防止のため、必ず、この取扱説明書に記載された方法で接続してください。



強 制

停電後は、電源を入れ直す

停電が発生すると、自動で電源が切れます。「3.3 すえつけ方」から操作し直してください。



強 制


異常時（焦げた臭いなど）は、すぐに AC アダプタを外す

異常のまま稼働を続けると、火災や感電の原因になります。


2. 梱包内訳と各部の名称

2.1 梱包内訳

梱包を開けて、以下の標準梱包品が各 1 個ずつそろっていることを確認してください。



2.2 本体各部の名称



- (1) 電源スイッチ (2) キースイッチ (テンキーおよびコマンドキー) ※ (3) 記録紙カバー
(4) 電源端子 (5) データ I/O 端子 (6) 乾電池カバー (7) LOW BATT ランプ (8) 電源ランプ
(9) カッター

※) それぞれのキースイッチの名称、機能については、「4.1 キースイッチとその機能」をご覧ください。

3. すえつけ

3.1 すえつけ場所について



注 意

安全、適切に使用するため、次のような場所は避けてください。

- ・腐食性ガスや引火性ガスの漂うところ
- ・ほこり、振動、電磁波、磁界のあるところ
- ・直射日光の当たるところ、暖房器具などの熱源が近くにあるところ
- ・極端な高温・低温、高湿度・低湿度のところ

3.2 電源について

EP-90 電子プリンタは、AC アダプタまたは乾電池で駆動できます。

(AC アダプタを使用する場合)

付属の AC アダプタが正しく使える場所を選んで、これらの電源を使ってください。

供給電源電圧が AC アダプタの表示と合っていることを確認してください。

AC アダプタを使用される場合は、乾電池を取り外しておいてください。

(乾電池を使用する場合)

乾電池は必ず単 3 アルカリ乾電池をお使いください。

乾電池を使用する場合は AC アダプタは取り外しておいてください。

乾電池で使用している場合、LOW BATT ランプが点灯したら速やかに新しい乾電池に交換してください。

使用後は電源スイッチを確実に切ってください。



注 意

乾電池の取り扱いにつきましては、下記の注意事項を必ずお読みください。
間違った使い方をされますと、破裂や液漏れすることがあります。

1. 乾電池の+と-の方向を正しく機器に入れてください。
2. 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
3. 種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
4. 二次電池(充電機)、および乾電池と二次電池(充電機)を混ぜて使用しないでください。
5. 寿命のつきた乾電池は、すぐに機器から取り外して処分してください。
6. 長時間使用しない場合は、必ず乾電池を取り外してください。



注 意

AC アダプタは付属のもの(DC 9~12V, 2A)を使用してください。他のアダプタを使用すると故障する場合があります。また、EP-90を使用しないときは、AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。


3.3 すえつけ方

3.3.1 電源の接続（ACアダプタを用いる場合）

電源スイッチがオフになっていることを確認してください。

ACアダプタの出力プラグをプリンタ本体の電源端子に差し込んでください。


ACアダプタの電源プラグを指定された電圧のコンセントに差し込んでください。



3.3.2 乾電池の装填（乾電池を用いる場合）

ACアダプタは外しておいてください。また、電源スイッチは必ずオフにしてください。

プリンタ本体を裏返して、乾電池カバーを外し、図のように乾電池を入れます。




乾電池の向きは図のとおり正しく入れてください。（乾電池ホルダー一部にも表示してあります。）

乾電池は必ず単3アルカリ乾電池を使ってください。

3.3.3 記録紙の装填

プリンタに AC アダプタを接続しておきます。または、乾電池を装填しておきます。
記録紙カバーを取り外します。


(記録紙カバーの取り外し方)



図のように、カバーの後端を持ち上げてから外します。
(交換の場合は、残りの記録紙ロールを取り出して記録紙軸を抜きます。)


記録紙の先端に折れやしわのないことを確かめます。

図のように付属の記録紙軸を記録紙の芯に通します。(出荷時には記録紙軸が通されています。)




電源スイッチをオンにします。

図のように記録紙の先端を記録紙挿入口に差し込みながら FEED キーを押し、記録紙の先端が上に出るまで記録紙を送ります。




図のように軸を軸受け部に載せ、記録紙のたるみを取ります。



記録紙カバーを取り付けます。

(記録紙カバーの取り付け方)



図のようにスライドさせ、カバー前部の爪を引っかけてから後方を下ろして閉めます。

3.4 天びんとの接続

ケーブル接続

天びんおよび EP-90 の電源スイッチを切ります。

接続ケーブルを天びんおよび EP-90 のデータ I/O 端子にしっかりと接続します。

電源投入/切断

電源投入/切断は以下の順序で行ってください。

(1) 電源投入時


天びんの電源を入れた後、EP-90 の電源を入れる。

(2) 電源切断時

EP-90 の電源を切った後、天びんの電源を切る。

4. 機能と使い方

4.1 キースイッチとその機能







太枠内の機能だけで、基本的な使い方ができます。

キーの名称	キーの種類とランプの名称	機 能		備 考
		通常時 (ファンクションランプ 消灯中)	ファンクションランプ点灯中 ^(*)	
PRINT (4.2 参照)	コマンドキー	天びんからデータを出力させます。 ⁽⁷⁾	ファンクションランプ点灯中 ^(*)	D05
FEED (4.2 参照)	コマンドキー	プリンタの紙送りをします。	ファンクションランプ点灯中 ^(*)	なし
TARE (4.2 参照)	コマンドキー	天びんに風袋引き (ゼロ表示) をさせます。 ⁽⁸⁾	ファンクションランプ点灯中 ^(*)	T
0	テンキー	数字キー	無 効	なし
1	テンキー	数字キー	無 効	なし

4. 機能と使い方

キーの名称	キーの種類とランプの名称	機 能		備 考
		通常時 (ファンクションランプ 消灯中)	ファンクションランプ点灯中 ⁽¹⁾	
 2	テンキー	数字キー	無 効	なし
 3	テンキー	数字キー	無 効	なし
 4	テンキー	数字キー	天びんのフォーミュレーションモード オン (天びんにこの機能のない場合は無効)	M ⁽⁶⁾
 5	テンキー	数字キー	天びんの% (パーセント) ⇄ g (グラム) 単位切り 替え	G ⁽⁶⁾
 6	テンキー	数字キー	天びんの動物モード オン (天びんにこの機能のない場合は無効)	A ⁽⁶⁾
 7	テンキー	数字キー	天びんの応用モード (フォーミュレーション、動物 測定、積込など) の解除 (天びんにこれらの機能のない場合は無効)	R ⁽⁶⁾
 8	テンキー	数字キー	%設定 (%単位に切り替わった上、現在の皿上荷重 を 100%と記憶)	% ⁽⁶⁾
 9	テンキー	数字キー	積込モード オン (天びんにこの機能のない場合は無効)	+ ⁽⁶⁾
 . (小数点)	テンキー	数字キー	無 効	なし
 C (リセット)	テンキー	テンキー 入力クリアー	本機の ID ナンバー、サンプルナンバー、コンパレー タ、xK の 4 機能で設定されている値の解除、およ び以上 4 機能と日付印字機能のオフ。統計計算モ ードのときは、結果を印字。	なし
 FUNC	コマンドキー / ファンクション ランプ	テンキーの一部に通常の数値入力とは別の機能を配置します。 ⁽¹⁾		なし
 ID (4.3 参照)	コマンドキー / ID ナンバー ランプ	設定された文字列を ID ナンバーとし、データ印字時に ID ナンバー を合わせて印字します。最大 10 桁。		なし
 No. (4.4 参照)	コマンドキー / No. ランプ	設定された数値をサンプルナンバーとし、データ印字時にサン プルナンバーを合わせて印字します。印字ごとに 1 ずつ昇番します。 質量値と同じ行に並べて印字。10 桁 (0000000001 ~ 999999999)。		なし
 xK (4.5 参照)	コマンドキー / xK ランプ	設定された数値を、定数 K とし、データに K を乗算した値を印 字します。質量値と同じ行に並べて印字します。定数は、小数点を 含み最大 8 桁。		なし

キーの名称	キーの種類とランプの名称	機 能		備 考
		通 常 時 (ファンク ションラン プ消灯中)	ファンクションランプ点灯中 ^(*)	
 STAT. (4.6 参照)	コマンドキー / 統計ランプ		統計計算モードに入ります。	なし
 COMP (4.7 参照)	コマンドキー / コンパレータラ ンプ		コンパレータ (合否判定) モードに入ります。 ⁽⁵⁾	なし
 A.P. (4.8 参照)	コマンドキー / オートプリント ランプ		天びんのオートプリントの機能をオン・オフします。 ⁽³⁾	D06 / D09
 DATE (4.9 参照)	コマンドキー / DATE ランプ		天びんの内蔵時計から日付、時刻データを受け取り印字します。 ⁽⁴⁾	TIME

(*) FUNC キーを押すたびにファンクションランプが点灯・消灯します。ファンクションランプが点灯中のみ、テンキーの一部に、「ファンクションランプ点灯時」の欄に記載された機能が割り当てられます。

(2) 本機の該当キーを押すことと、パソコンから天びんを制御するために表中のコマンドが送られることが、同義となります。パソコンからの出力コマンドコードについては、各天びんの取扱説明書をご参照ください。接続する天びんに当該機能が備わっていない場合には、コマンドも認識しないため無効となります。

(3) このキーではオン・オフのみ行いますが、天びん側メニューでオートプリントの詳細設定が可能な機種 (UW/UX, BW-K/BX-K 等) では、現在設定中の詳細設定が有効となります。詳細は天びんの取扱説明書をご参照ください。なお、この機能は、天びん本体でオートプリント機能の設定ができない機種でもコマンド D06, D09 を認識する限り (BL, EL/ELB 等) 有効です。ゼロ表示から測定物を載せて表示が安定したとき、自動的に 1 回データを出力します。

(4) 時計内蔵の天びんに限ります。時計についての詳細は天びんの取扱説明書をご参照ください。

(5) 天びんから受け取った質量データを本機で処理して合否判定を行いプリントアウトします。UW/UX シリーズ、BW-K/BX-K シリーズなどの天びんに備わった合否判定機能とは別に動作します。どの天びんでも使用できます。

(6) ファンクションランプが点灯中のみ、コマンドコードは出力されます。

(7) 天びんのプリントキーを押すのと同じです。

(8) 天びんのテア (TARE または O/T) キーを押すのと同じです。

EP-90 プリンタの機能の併用について

○印の組み合わせは同時に使用できます。

ID 印字	○					
サンプルナンバー印字	○	○				
乗算 (xK) 印字	○	○	○			
コンパレータ (合否判定) 印字	○	○	○	×		
オートプリント	○	○	○	○	○	
統計計算	×	×	×	×	×	○
	日付印字	ID 印字	サンプルナ ンバー印字	乗算 (xK) 印字	コンパレータ (合否判定) 印字	オートプリン ト

天びん側機能と、EP-90 プリンタ機能の併用について

EP-90 プリンタの日付印字、ID 印字、サンプルナンバー印字、乗算 (xK) 印字の各機能は、天びん側のデータ出力を伴う機能とは独立して同時に使用できます。

天びんの機能により質量データが出力されるたびに、プリントキーを押して出力させる基本的な使い方と同じように EP-90 プリンタの機能が動作します。

- (例) 天びんのフォーミュレーションモードをご使用の場合、プリンタ機能の ID 印字、サンプルナンバー印字がオンになっていると、各成分 (質量) が出力されるたびに、質量印字の前に ID、サンプルナンバーの行が挿入されます。各成分ごとに ID やサンプルナンバーを挿入したくない場合は、プリンタのこれらの機能はオフにしてください。

4.2 基本的な使い方

天びんに測定結果が表示されているとき、EP-90 または天びんの[PRINT]キーを短く押すと、表示されている数値が単位を現す記号とともに印字されます。

EP-90 の[TARE]キーを押すと、天びん表示の風袋引きができます。天びんの[TARE] または[O/T]キーを押すのと結果は同じです。

印字せずにロール紙を送り出したいときは[FEED]キーを短く押してください。1 行分紙送りします。ただし、1 行紙送り後もこのキーが押されている場合、キーを放すまで紙送りを続けます。





質量測定値の他、天びんの機種により、感度校正記録、応用測定の結果、日付、時刻、などを EP-90 に出し印字させることができます。天びんの[PRINT]キーを用いて出力させる場合と、天びんのメニューで別途設定する場合があります。これら、天びん側からの出力の設定方法は天びんの取扱説明書をご覧ください。












4.3 ID ナンバー

4.3.1 ID ナンバー設定方法



ID ナンバーは 10 桁の文字列（数字・小数点）からなっています。
ID ナンバーとして 10 桁未満の文字列を設定した場合は、右詰めで印字します。
10 桁を超える文字列を入力した場合はエラーとなり、ERR を印字します。

【設定手順】

- ・ ファンクションランプ  が消えていることを確認します。点灯している場合は、[FUNC]キー  を押して消してください。
- ・ ID ナンバーランプ  が消えていることを確認します。点灯している場合は、[ID]キー  を押して消してください。


- (例)
- | | |
|--|--|
| (1) [リセット]キー  を押す |  |
| (2) ID ナンバーを置数する |         |
| (3) [ID]キー  を押す | 印 字 ID:12.34.56 |

4.3.2 ID ナンバー印字方法

- ・ ID ナンバーランプ  が点灯しているとき、データ印字時に、ID ナンバーがデータの前の行に自動的に印字されます。ID ナンバーは自動カウントアップしません。
- ・ ID ナンバーランプの点灯／消灯は[ID]キー  を押すことにより行います。

(例)
ID:12.34.56

99.94g

- ・ 現在の設定を印字させるには、ID ナンバーランプが消えている状態で、何も置数せずに、[ID]キー  を押してください。





4.4 サンプルナンバー












4.4.1 サンプルナンバー設定方法

サンプルナンバーはデータ印字ごとに1ずつ昇番します。



サンプルナンバーは10桁の整数からなっています。小数点を含む設定はできません。サンプルナンバーとして10桁未満の整数を設定した場合は左端からゼロがついた形で印字します。10桁を超える整数、あるいは小数点を入力した場合はエラーとなり、ERRを印字します。

【設定手順】

- ・ ファンクションランプ  が消えていることを確認します。
点灯している場合は[FUNC]キー  を押して消してください。
- ・ サンプルナンバーランプ  が消えていることを確認します。
点灯している場合は[No.]キー  を押して消してください。


- (例)
- | | |
|--|--|
| (1) [リセット]キー  を押す |  |
| (2) サンプルナンバーを置数する |         |
| (3) [No.]キー  を押す | 印 字 NO.0012345678 |

4.4.2 サンプルナンバー印字方法

- ・ サンプルナンバーランプ  が点灯している場合、データ印字時にサンプルナンバーをデータの前の行に印字します。
サンプルナンバーはデータ印字ごとに1ずつ昇番します。
- ・ サンプルナンバーランプの点灯／消灯は[No.]キー  を押すことにより行います。

(例)

NO.0012345678	
	49.97g
NO.0012345679	
	49.97g

- ・ 現在の設定を印字させるには、サンプルナンバーランプが消えている状態で、何も置数せずに、[No.]キー  を押してください。







4.5 乗算 (xK)

4.5.1 乗数 K 設定方法


乗数 K は 8 桁以下の正の数からなっています。(小数点を含み最大 8 桁)


【設定手順】

- ・ ファンクションランプ  が消えていることを確認します。
点灯している場合は[FUNC]キー  を押して消してください。
- ・ xK ランプ  が消えていることを確認します。
点灯している場合は[xK]キー  を押して消してください。

- (例)
- | | | | |
|--|---|---|---|
| (1) [リセット]キー  を押す |  | | |
| (2) 乗数 K を置数する |  |  |  |
| (3) [xK]キー  を押す | | 印 字 | K= 0.5 |



4.5.2 K 倍データ印字方法

xK ランプ  が点灯している場合、EP-90 は受信したデータに乗数 K を乗算し、その結果（無名数）をデータとして印字します。


xK ランプの点灯／消灯は[xK]キー  を押すことにより行います。

(例)



K=	0.5
*K	24.98

- ・ 現在の K の設定値を印字させるには、xK ランプ  が消えている状態で、何も置数せずに[xK]キー  を押してください。





4.6 統計計算モード

統計ランプ  が点灯している間に、マニュアルプリント、又は、オートプリント等で印字されたデータは、プリンタ内部で統計計算が行われます。

4.6.1 統計計算モード設定方法

統計ランプ  が消えている状態で、[STAT]キー  を押します。統計ランプが点灯し、統計計算モードに入ります。

(例) 異なる風袋の正味量計算

- (1) [STAT]キー  を押す。
- (2) 風袋を乗せる。
- (3) [TARE]キー  を押す。
- (4) 試料を風袋内に入れ測定する。
- (5) 測定結果を[PRINT]キー  を押して印字する。
- (6) 次の試料からは(2)項から(5)項を繰り返す。
- (7) 全試料の測定が終われば[STAT]キー  を押し、計算結果を印字する。

統計計算結果は以下の順序で印字されます。

印字順序	統計量	英語印字の場合の記号	カタカナ印字の場合の記号	備考
1	サンプル个数	N	コスウ	
2	合計値	T	ゴウケイ	
3	最大値	MAX	サイダイ	
4	最小値	MIN	サイショウ	
5	レンジ	RNG	レンジ	= MAX - MIN
6	平均値	MEAN	ハイキン	= T / N
7	標準偏差	SD	ヘンサ	$\sqrt{\frac{\sum (X_i - \text{MEAN})^2}{N-1}}$

サンプル個数は最大 1000 まで計算できます。1000 に達すると自動的に統計計算モードは解除され、計算結果が印字されます。


一度統計計算の結果を印字し、統計計算モードを解除すると、それまでのデータを復帰させることはできません。

天びんの機種により測定データの桁数は少なくなりますが、EP-90 による計算の有効数字は常に 7 桁です。

(印字例)

```
.....<STAT.>.....  
NO.0001      19.3g  
NO.0002      23.6g  
NO.0003      23.4g  
NO.0004      23.2g  
NO.0005      24.7g  
.....<RESULT>.....  
N=           5  
T=          114.2g  
MAX=         24.7g  
MIN=         19.3g  
RNG=         5.4g  
MEAN=        22.84g  
SD=         2.062256g  
.....<END>.....
```

4.7 コンパレータモード





コンパレータランプ  が点灯しているとき、天びんから受信したデータを設定されたしきい値に基づいて下記の3グループに分類し印字します。

HIGH (過大)グループ	HIGH しきい値
OK (合格)グループ	LOW しきい値
LOW (過小)グループ	

ただし、HIGH しきい値 > OKグループ > LOW しきい値




4.7.1 コンパレータしきい値設定方法

【設定手順】














- ・ ファンクションランプ  が消えていることを確認します。点灯している場合は、[FUNC]キー  を押して消してください。
- ・ コンパレータランプ  が消えていることを確認します。点灯している場合は、[COMP]キー  を押して消してください。
- ・ 下記のように HIGH しきい値、LOW しきい値の順に設定します。



注 記

HIGH しきい値が設定されると LOW しきい値設定待ちとなります。このとき、[COMP]キー 、[TARE]キー 、[FEED]キー  以外のコマンドキーは作動しません。

(例)



- | | | |
|--|---|-----------------|
| (1) [リセット]キー  を押す |  | |
| (2) HIGH しきい値を置数する |      | |
| (3) [COMP]キー  を押す | | 印 字 HIGH= 100.5 |
| (4) LOW しきい値を置数する |     | |
| (5) [COMP]キー  を押す | | 印 字 LOW = 99.5 |





注 記

コンパレータしきい値は 10 桁以下の正の数でなければなりません。

4.7.2 コンパレータモード設定方法

コンパレータランプ  が消えている状態で、[COMP]キー  を押します。
コンパレータランプが点灯し、コンパレータモードに入ります。同時に現在の設定しきい値を印字します。

4.7.3 コンパレータモード解除方法





コンパレータランプ  が点灯している状態で、[COMP]キー  を押します。
コンパレータランプが消え、コンパレータモードを解除します。

(例)

HIGH=	100.5
LOW =	99.5
C.LOW	99.49g
C.HIGH	100.58g
C.OK	100.47g

4.8 オートプリントモード

オートプリントは、天びんに試料が載せられて表示が安定すると自動的に印字される機能で、[PRINT] キーを押す必要がなく、試料の載せ下ろしだけで印字させる便利な機能です。


- (1) [A.P.]キー  を押します。天びん側のオートプリント機能がオンになり、EP-90 のオートプリントランプ  が点灯します。
- (2) 天びんまたは EP-90 の[TARE]（または[O/T]）キーを押して天びんの表示をゼロにします。
- (3) 測定物を天びんに載せます。表示が安定すると、自動的に出力、印字されます。
- (4) オートプリントランプ  が点灯しているときに[A.P.]キー  を押すとオートプリント機能は解除されます。



注 記

この機能は、島津電子天びんの各機種により、動作条件があります。UW/UX シリーズ、BW/BX シリーズ、BW-K/BX-K シリーズ、AUW-D/AUW/AUX/AUY シリーズは、天びんの取扱説明書のオートプリントの項を参照してください。また、UW/UX シリーズ、BW/BX シリーズ、BW-K/BX-K シリーズでは、天びん側メニューで動作条件の選択ができます。EP-90 の[A.P.]キーでオートプリントをオンにすると、前回天びん側で設定していた条件でオートプリントが動作します。動作条件の変更は天びん側メニューで行ってください。EL/ELB シリーズ、BL シリーズなどでは、表示がゼロ近傍のときに試料を載せた後、表示が安定すると印字されます。

4.9 日付印字

[DATE]キー  を押します。天びんにコマンドを送り、天びんの内蔵時計から、日付・時刻を印字させます。日付、時刻、各 1 行ずつ、合計 2 行印字されます。

[DATE]キー  を押すたびに、DATE ランプ  が点灯／消灯します。DATE ランプ点灯中は、質量データが出力されるたびに、天びんの内蔵時計から受け取った日付、時刻も印字されます。



注 記

時計が内蔵されていない天びんでは、この機能は使えません。

4.10 機能の併用

EP-90 プリンタの機能の併用について

○印の組み合わせは同時に使用できます。

ID 印字	○					
サンプルナンバー印字	○	○				
乗算 (xK) 印字	○	○	○			
コンパレータ (合否判定) 印字	○	○	○	×		
オートプリント	○	○	○	○	○	
統計計算	×	×	×	×	×	○
	日付印字	ID 印字	サンプルナ ンバー印字	乗算 (xK) 印字	コンパレータ (合否判定) 印字	オートプリン ト

印字順序について

日付印字、ID 印字、サンプルナンバーは、オフになっている項目を除き、この順で質量データの前行を挿入して印字されます。

天びん側機能と、EP-90 プリンタ機能の併用について

EP-90 プリンタの日付印字、ID 印字、サンプルナンバー印字、乗算 (xK) 印字の各機能は、天びん側のデータ出力を伴う機能とは独立して同時に使用できます。

天びんの機能により質量データが出力されるたびに、プリントキーを押して出力させる基本的な使い方のときと同様に EP-90 プリンタの機能が動作します。

- (例) 天びんのフォーミュレーションモードをご使用の場合、プリンタ機能の ID 印字、サンプルナンバー印字がオンになっていると、各成分（質量）が出力されるたびに、質量印字行の前に ID、サンプルナンバーの行が挿入されます。各成分ごとに ID やサンプルナンバーを挿入したくない場合は、プリンタのこれらの機能はオフにしてください。

4.11 機能別印字例

プリンタ印字桁

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1. 通常印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 . 0 0 g

1 0 0 0 . 0 0 g

2. 日付時刻設定時印字例 (時計内蔵機種に限る 年月日順は天びん設定に従う)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D A T E 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0

T I M E 1 5 . 5 5 . 3 3

0 . 0 0 g

3. ID ナンバー印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

I D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0 . 0 0 g

4. サンプルナンバー印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

N o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 . 0 1 g

N o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 . 0 1 g

N o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 . 0 1 g

N o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 . 0 2 g

N o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 . 0 3 g

5. コンパレータ印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

C . H I G H 2 0 0 . 0 0 0 g

C . O K 1 0 0 . 0 0 0 g

C . L O W 5 . 0 0 0 g

6. 乗算計算印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

K = 1 . 5 6
* K 8 6 . 8 2 8 0 4

7. 統計計算印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

. < S T A T . >
N o . 0 0 0 1 4 9 . 8 1 6 7 g
N o . 0 0 0 2 4 9 . 8 1 6 7 g
N o . 0 0 0 3 4 9 . 8 1 6 7 g
N o . 0 0 0 4 4 9 . 8 1 6 6 g
N o . 0 0 0 5 4 9 . 8 1 6 7 g
. < R E S U L T >
N = 5
T = 2 4 9 . 0 0 3 4 g
M A X = 4 9 . 8 1 6 7 g
M I N = 4 9 . 8 1 6 6 g
R N G = 0 . 0 0 0 1 g
M E A N = 4 9 . 8 1 6 6 8 g
S D = 0 . 0 0 0 0 4 4 7 g
. < E N D > .

8. 日付時刻+ID ナンバー印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D A T E 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0
T I M E 1 5 . 5 5 . 3 3
I D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0 . 0 0 g

9. 日付時刻+ID ナンバー+サンプルナンバー印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D A T E 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0
T I M E 1 5 . 5 5 . 3 3
I D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
N o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 . 0 0 g

4. 機能と使い方

10. 日付時刻+ID ナンバー+xK 印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D A T E 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0
T I M E 1 5 . 5 5 . 3 3
I D : 1 2 3 4 5 6 7 8
K = 1 2 . 3
* K 0

11. 日付時刻+ID ナンバー+コンパレータ印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D A T E 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0
T I M E 1 5 . 5 5 . 3 3
I D : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
C . L O W 0 . 0 0 0 g

12. 日付時刻+統計計算印字例 (統計計算モードに入る前のみ日付印字可能)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

D A T E 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0
T I M E 1 5 . 5 5 . 3 3
..... < S T A T . >
N O . 0 0 0 1 4 9 . 8 1 6 7 g
N O . 0 0 0 2 4 9 . 8 1 6 7 g
N O . 0 0 0 3 4 9 . 8 1 6 7 g
N O . 0 0 0 4 4 9 . 8 1 6 6 g
N O . 0 0 0 5 4 9 . 8 1 6 7 g
..... < R E S U L T >
 N = 5
 T = 2 4 9 . 0 0 3 4 g
 M A X = 4 9 . 8 1 6 7 g
 M I N = 4 9 . 8 1 6 6 g
 R N G = 0 . 0 0 0 1 g
 M E A N = 4 9 . 8 1 6 6 8 g
 S D = 0 . 0 0 0 0 4 4 7 g
..... < E N D > ..

13. 日付時刻+ID ナンバー+統計計算印字例 (統計計算モードに入る前のみ ID ナンバー印字可能)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DATE 2 0 0 6 - 0 2 - 1 0
TIME 1 5 . 5 5 . 3 3
ID : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
. < S T A T . >
No . 0 0 0 1 4 9 . 8 1 6 7 g
No . 0 0 0 2 4 9 . 8 1 6 7 g
No . 0 0 0 3 4 9 . 8 1 6 7 g
No . 0 0 0 4 4 9 . 8 1 6 6 g
No . 0 0 0 5 4 9 . 8 1 6 7 g
. < R E S U L T >
N = 5
T = 2 4 9 . 0 0 3 4 g
M A X = 4 9 . 8 1 6 7 g
M I N = 4 9 . 8 1 6 6 g
R N G = 0 . 0 0 0 1 g
M E A N = 4 9 . 8 1 6 6 8 g
S D = 0 . 0 0 0 0 4 4 7 g
. < E N D > .

14. ID ナンバー設定時印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ID : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

15. サンプルナンバー設定時印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

16. xK モード設定時印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

K = 1 . 3 4

17. コンパレータモード設定時印字例

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

HIGH = 2 0 0 . 0 0 0
LOW = 5 . 0 0 0

5. 通信その他の設定

EP-90 電子プリンタでは、ディップスイッチの操作によって通信設定などを変更することができます。通信設定 3 項目は、工場出荷時には、島津電子天びんの工場出荷時の通信設定と同じになっています。通常は設定変更を行う必要はありません。天びんの設定を合わせておく必要があります。

天びんの Windows 直結機能と併用する場合

- ・ 5.2.1 で、ボーレートを 300 に設定してください。
- ・ EP-90 のコマンドキーは無効となります。
- ・ EP-90 の日付印字機能は無効となります。


5.1 ディップスイッチ

ディップスイッチは、記録紙ホルダーの底部にあります。(下図参照) 記録紙をいったん取り出し、電源を切った状態で操作してください。スイッチの切替えで変更した設定は、次回、電源を入れ直したときに有効となります。



注 意

ディップスイッチの操作は必ず電源を切った状態で行ってください。電源が入っていると故障の原因になります。



5.2 設定リスト

ディップスイッチは1から8までの8個あり、3項目の通信設定とその他の2項目の設定に対応しています。設定は以下のとおりです。(*は、工場出荷時設定です。)

5.2.1 通信設定 1 (ボーレート)

ディップスイッチ番号	1	2	3	ボーレート
設定	OFF	OFF	OFF	300
	ON	OFF	OFF	600
	OFF*	ON*	OFF*	1200*
	ON	ON	OFF	2400
	OFF	OFF	ON	4800
	ON	OFF	ON	9600
	OFF	ON	ON	19200
	ON	ON	ON	38400

5.2.2 通信設定 2 (パリティ)

ディップスイッチ番号	4	5	パリティ
設定	OFF*	OFF*	なし*
	ON	OFF	なし
	OFF	ON	偶数 even
	ON	ON	奇数 odd

5.2.3 通信設定 3 (デリミタ)

ディップスイッチ番号	6	デリミタ
設定	OFF*	CR*
	ON	LF

5.2.4 英語／日本語切替え

統計量などを印字する言語を、英語とカタカナの間で切り替えます。

ディップスイッチ番号	7	言語
設定	OFF*	英語*
	ON	日本語（カナ）

5.2.5 ブザー音オン／オフ

キー操作時にブザー音を鳴らすかどうかを設定します。

ディップスイッチ番号	8	ブザー音
設定	ON*	あり*
	OFF	なし


6. 保 守

6.1 記録紙の交換

記録紙に赤色の線が出始めると記録紙が残り少なくなっています。早めに新しいものと交換してください。交換は、記録紙軸を新しい記録紙ロールに差し替えて、**3.3.3 記録紙の装填**に記載された方法で行います。

6.2 インクリボンカセットの交換

印字が薄くなってきたら早めにインクリボンの交換をしてください。記録紙カバーを開けて、図のように、インクリボンカセットの右端を押して左端を持ち上げて取り出します。




新しいインクリボンカセットを、真上からはめ込みます。

6.3 乾電池の交換

乾電池で使用中、LOW BATT ランプが点灯したら、電池が少なくなっています。早めに新しいものに交換してください。交換は、**3.3.2 乾電池の装填**に記載された方法で行います。

7. 故障と対策

故障と思ったら、サービスを依頼する前に、次のことを確認してください。

症状	原因 (→対策)
電源スイッチを入れても電源ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ACアダプタが接続されていない。 使用場所の配電盤がオフになっている。 乾電池の容量がなくなっている。
天びんと送受信ができない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続ケーブルが外れている。(→ いったん電源を切り、接続ケーブルを正しく差し込む) 天びんが受信可能な状態でない(天びんがメニュー表示中など)。 ディップスイッチでの通信設定変更後、電源を入れ直していない。(→ 電源オフで設定した後、プリンタ電源を入れ直す。) 天びん、プリンタの電源立ち上げ手順を誤った。(→ 正しい順序で立ち上げる。)
印字文字がずれる。 紙送りができない。	<ul style="list-style-type: none"> 紙詰まりしている。(→ 記録紙を装填し直す。)
キー入力できない。	<ul style="list-style-type: none"> 印字中である。 天びんと送受信中である。
天びんのキースイッチが動かない。	<ul style="list-style-type: none"> データ入出力のトラブル。(→ 一度、電源を切って、再び電源を入れ直す。)
以下のような印字が行われた。 	<ul style="list-style-type: none"> テストプログラムが実行されている。([FEED]キーが押されている状態で電源を入れると、サービス用のテストプログラムが実行されます。)

8. 部品リスト

標準付属品

品名	部品番号	備考
AC アダプタ	321-62687	出力 DC 9V/2A
接続ケーブル	321-62686-01	長さ 60cm
記録紙 (1巻)	ご注文は下記にて	ロール径 Φ 60mm
インクリボンカセット	ご注文は下記にて	標準型、黒印字

消耗品

品名	部品番号	備考
記録紙 (20巻)	321-62685-02	
インクリボンカセット (5個)	321-61111-06	標準型、黒印字

保守用部品


品名	部品番号	備考
乾電池カバー	321-62718	
記録紙カバー	321-62714	

9. 仕様

印字	方式	インパクトドット
	インキング	インクリボン
	フォーマット	24 桁／行 (5×7 ドットマトリックス)
	速度	約 2.7 行／秒
	文字寸法	約 1.7mm (幅) × 約 2.6mm (高さ)
	記録紙	普通紙 57.5mm (幅)
	印字部信頼性	150 万行
動作温度		5~40℃
電源	電源	AC アダプタ (入力 AC100V)
	電池	単 3 アルカリ乾電池 6 本 (持続時間 24 時間 : 1 回／10 秒の場合)
インターフェイス		シリアル入出力 TTL レベル
外形寸法		約 154mm (幅) × 78.5mm (高さ) × 215mm (奥行き)
重量		約 630g
機能		統計、日付印字 (天びん内蔵時計による)、ID 印字、サンプルナンバー印字、乗算、コンパレータ、オートプリント、天びん応用機能 (フォーミュレーション、動物モード、積込モード、%表示) 立ち上げコマンド送信

10. 寸法図

(単位 : mm)



アフターサービス

故障と思われるときは、以下の当社サービス会社へ連絡してください。

● 東京島津科学サービス（札幌）

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1-2-1
太平洋興発ビル内

TEL: (011)242-2066

FAX: (011)242-2068

● 東京島津科学サービス（仙台）

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-6-23
ビブレスタオフィスビル内

TEL: (022)261-4812

FAX: (022)268-3860

● 東京島津科学サービス（東京）

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-32-5
ホック浅草橋ビル

TEL: (03)5820-3277

FAX: (03)5820-3275

● 東京島津科学サービス（富山）

〒939-8072 富山市堀川町330 宮内南ビルB号室

TEL: (076)493-9001

FAX: (076)493-9081

● 京都島津計測サービス（名古屋）

〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町5-5
さかえビル4F

TEL: (052)451-4621

FAX: (052)451-4641

● 京都島津計測サービス（京都）

〒604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
島津製作所 N5号館3F

TEL: (075)812-7001

FAX: (075)812-7003

● カンサ（大阪）

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館9F

TEL: (06)6371-5234

FAX: (06)6371-9187

● 松下製作所（福岡）

〒812-0037 福岡市博多区御供所町9-14

TEL: (092)291-4382

FAX: (092)272-3380

⊕ 島津製作所 分析計測事業部

島津天びんホームページアドレス <http://www.shimadzu.co.jp/balance/>

東京支社 天びん営業課 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3

TEL (03)3219-5705 FAX (03)3219-5610

関西支社 天びん営業課 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階

TEL (06)6373-6662 FAX (06)6373-6524