# imzMLから変換したIMDXファイルに問題がある場合

- 1. サイズが大きすぎる
  - 2. ピークが消える
    - 3. 質量がずれる


サンプリングレートが原因かも

#### imzMLから変換したIMDXに問題がある

- 1. サイズが大きすぎる
- 2. ピークが消える
- 3. 質量がずれる

サンプリングレートが適切に設定されていな可能性があります。

#### IMDX Converter



## サンプリング間隔は初期値で[自動]が選択されています



が、imzMLファイルによってはうまくいかない場合があります。 その結果として


1. サイズが大きすぎる : サンプリング間隔が小さすぎる

2. ピークが消える : サンプリング間隔が大きすぎる

3. 質量がずれる : サンプリング間隔が大きすぎる

といった問題が起こります。

#### [サンプリング間隔]を[手動]に設定



[手動]を選択すると数値が入力できるようになります。 さらに横の歯車ボタンを押すと[詳細設定]で単位を変更できます。

#### 詳細設定



FT-ICR

その他

の想定です。

: ppm


Orbitrap, TOF : m/zの平方根

: 定数

### サンプリング間隔の目安(10点/ピークとして)

- 定数 (データが大きくなりがちです)
  - 例:対象ピーク m/z 500 がピーク幅1Daであれば 0.1Da
- ppm
  - 1/(質量分解能 x 10)
  - 例: 質量分解能 5万の時, 1/(5万x10) = 2/100万=2 ppm
- m/zの平方根
  - このソフトウェアではm/z500の場合のDaでの幅を規定します。
    - 例 m/z500でピーク幅1Daの場合:0.1Da
    - ただし、サンプリング間隔はm/zの平方根に比例して変化します

#### 質量分解能の計算



質量分解能 :  $M/\Delta M$