


グラジエントカーブの確認方法

グラジエントカーブを確認する方法は、1)[LC分析]ウィンドウ、2)[LC再解析]ウィンドウー[クロマトビュー]画面、3)[LC再解析]ウィンドウの3方法あります。

1) [LC分析]ウィンドウ

[装置パラメータビュー]の[タイムプログラム]タブの中で行います。ここでタイムテーブルの[時間][ユニット(ポンプを選んで下さい。)] [処理命令][数値]にタイムプログラムを設定後、[グラジエントカーブ]ボタンをクリックするとグラジエントカーブが表示されます。




また、グラジエントカーブ表示画面の右クリックメニューから[表示設定]を選ぶと、[濃度]スケールを変更することができます。

2) [LC再解析]ウィンドウー[クロマトビュー]画面

[LC再解析]ウィンドウでは、クロマトグラム上で右クリックし右クリックメニューから[表示設定]を選びます。[ステータス]タブの[グラジエント曲線の描画]で表示させたいグラジエント項目を選択します。

また、[右強度軸]一覧から[濃度]を選びます。



3) [LC再解析]ウィンドウ-[レポート作成]画面

[レポート作成]画面では、[クロマトグラム]アイテム上でダブルクリックし、[プロパティ]画面を表示させます。[クロマトグラム]タブを選択し、[重ね描き]ボックスで表示したいグラジエント項目のチェックボックスにチェックを入れます。[目盛/タイトル]タブでY軸(濃度)のチェックボックスにチェックを入れと右強度軸が%スケール表示になります。

