

Supplemental (Ver. 1.00 SU2) Disk for AIMView32 Ver.1.00

Supplemental Disk (Ver1.00 SU2) for AIMView32 Ver1.00 (206-72418-91) is a supplemental program to make the AIMView32 software work on Windows 2000 Professional/XP Professional. Even the Restricted user accounts of Windows 2000 Professional/XP Professional can use AIMView32 by installing this program. Please install it when you control AIM-8800 with the computer of the Windows 2000 Professional/XP Professional environment. Please NEVER install this Supplemental disk when you use AIMView32 on Windows 95/98/98SE/Me environment.

Preparation for installation

- Confirm AIMView32 Ver.1.00 has been installed before it is executed.
- End AIMView32 when it is activated.
- NEVER install this Supplemental disk when you use AIMView32 on Windows 95/98/98SE/Me environment.

Installation

1. Please install the AIMView32 Ver. 1.00 software referring to a chapter installed of the manual of AIM-8800.
2. Insert the disk# 1 of this Supplemental Disk in the floppy disk drive.
3. Click the [Start] button of Windows, and then select the [Run] command.
4. Input following program onto the Edit box, and click the OK button.
A:¥Setup.exe
5. The setup wizard starts. Select the language of the installed program.
6. Follow the prompts of the wizard's instruction.

AIMView32 Ver.1.00 用サブリメンタルディスク SU2

AIMView32 Ver1.00 用サブリメンタルディスク SU2 (206-72418-91)は、AIMView32 ソフトウェアを Windows 2000 Professional/XP Professional 上に動作させるためのサブリメンタルプログラムです。このプログラムをインストールすることにより、Windows 2000 Professional/XP Professional の制限ユーザーでも AIMView32 を使用できます。Windows 2000 Professional/XP Professional 環境のコンピュータで AIM-8800 を制御する場合は、必ず、インストールしてください。なお、Windows 95/98-98SE/Me 上で AIMView32 を使用する場合は AIMView32 サブリメンタルディスクをインストールしないでください。

インストール前の準備

- 実行する前に AIMView32 Ver.1.00 がインストールされていることを確認してください。
- AIMView32 を起動している場合は終了してください。
- Windows95/98/98SE/Me 上で AIMView を使用する場合は AIMView32 サブリメンタルディスクをインストールしないでください。

インストール方法

1. AIM-8800 の取扱説明書の据え付けの章を参照して、AIMView32 ソフトウェアをインストールしてください。
2. AIMView32 Ver1.00 用サブリメンタルディスク SU2 の Disk#1 をフロッピーディスクドライブに挿入します。
3. Windows の[スタート]ボタンをクリックし[ファイル名を指定して実行]を選択します。
4. エディットボックスに次のように入力し、OK ボタンをクリックします。
A:¥Setup.exe
5. セットアップウィザードが始まります。インストールするプログラムの言語を選択してください。
6. 後は、ウィザードの指示に従ってセットアップを行ってください。