

今がチャンス！

期間限定 新キャンペーン

応募期間 2011年6月末日まで

お早めに！


DNA精製はもう不要です！ 一度試してみませんか？

～ Ampdirect Plus 無料お試しキャンペーン ～

日々多検体のPCRをされ、DNA抽出・精製操作に煩わしさを感じておられる方は、この機会に一度『Ampdirect Plus』（PCRバッファー）を、現在お使いのPCR酵素（Taq Polymerase）との組み合わせで試してみませんか？

本シートにご記入の上、下記の番号にFAXいただくだけです。

お気軽にお申し込みください！



キャンペーン内容

キャンペーン①：試供品お試しキャンペーン

⇒20 μ L反応系で100回分のAmpdirect Plus（製品の1/5量、容量1mL）をご提供します。

Ampdirect Plusは、MgCl₂、dNTPを含んでいます。PCR酵素は添付しておりません。

（製品情報⇒製品名：Ampdirect Plus、商品番号：241-08800-98、容量：20 μ L反応系で500回分、価格：¥25,000税抜）

※検体前処理用の組織溶解液（容量1.5mL、およそ15検体処理分）も併せてご提供します。

動植物の組織、微生物など多くの検体のDNA抽出にご利用いただけます。検体を溶解して、そのままAmpdirect Plusで調製したPCR反応液にアプライするのみという簡便さです。

組織溶解液の情報は、ホームページに掲載しています。尚、組織溶解液は製品ではございません。

キャンペーン②：PCR条件確認お任せキャンペーン

⇒サンプルをお送り下さい。弊社にてAmpdirect Plusを用いたPCR条件検討をお手伝い致します。

===== ご準備いただくもの =====

- ・サンプル（サンプルの種類によってはお断りする場合がございます）
- ・プライマー
- ・従来行っているPCRの条件

- | | | | |
|------------------------------------|----|-----|-------------|
| <input type="radio"/> 試供品送付のお申し込みを | する | しない | ←○をつけてください。 |
| <input type="radio"/> 条件検討のお申し込みを | する | しない | ←○をつけてください。 |

ご氏名：

ご所属：

ご住所：〒

Tel：

E-mail：

ご使用のPCR酵素：

*ご記入いただきました個人情報は弊社プライバシーポリシーに従い取扱い致します。

お預かりしました個人情報は本キャンペーンに関する連絡、および今後のセミナーや新製品などの紹介に使用させていただきます。

FAX：075-823-1364 (TEL:075-823-1351)

(株)島津製作所 バイオ・臨床ビジネスユニット までご送付ください。