

サーボパルサ カスタム製品情報

No. 2

サーボパルサ EHF-Lシリーズ

油圧源一体形(本体架台収納)
卓上サーボパルサ Lシリーズ

(油圧源を本体架台に収納!!)
省スペース・低騒音!!



SERVOPULSER®

構成

●サーボパルスEHF-LBシリーズ、EHF-LMシリーズ(試験力
±5kN、±10kN、±20kN) と組み合わせることができます。


仕様

L形フレーム


形式	L5kN-4LA	L10kN-4LA	L20kN-4LA
試験力 動的／静的 (kN)	5／6	10／12	20／26
最大ストローク (mm)	±25	±25	±25
支柱有効間隔 (mm)	460		
つかみ具取付フランジ間隔 (mm)	135～835		
クロスヘッドの昇降／クランプ	油圧式昇降／油圧クランプ(フリクション固定)		
剛性(クロスヘッドテーブル間300mmにて) (mm/kN)	0.0033		
大きさ 幅×奥行き×高さ (mm)	800×600×1780 (Max)		
テーブル高さ (mm)	205		
質量 (kg)	300		

※最大ストローク±50mm、±100mmのものも製作いたします。
※下部T溝付き定盤(347-35971)をオプションで用意いたします。

油圧源 AF-4形	吐出量:3.7/4.5 L/min (50Hz/60Hz) 最高使用圧力:21MPa 作動油:シェルテラス32 ポンプ:定吐出量型ギヤポンプ タンク容量:24L 電源容量:3φ200V 3.5kVA 1φ100V 1.5kVA 質量:約185kg (油込み) 騒音:56dBa (架台格納時,正面にて)
試験機架台	架台寸法:約(W)910mm×(H)790mm×(D)825mm 下図参照 質量:約115kg



振幅特性図



油圧源 AF-4形

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は当社の純正部品をご採用ください。

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

島津製作所

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁・大学担当) 5631・(会社担当) 5735
関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6661
札幌支店 060-0005 札幌市中央区北五条西6丁目2-2 札幌センタービル8階 (011) 205-5500
東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目10-30 仙台明芳ビル3階 (022) 221-6231
つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0082
横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 312-(官公庁・大学担当) 4421・(会社担当) 311-4106
静岡営業所 420-0857 静岡市御幸町5-9 静岡フコク生命ビル5階 (054) 272-5600
名古屋支店 450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビル10階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7551

京都支店 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
(075) 811-(官公庁・大学担当) 8191・(会社担当) 8198
神戸支店 650-0034 神戸市中央区京町70 松岡ビル8階 (078) 331-9665
岡山営業所 700-0826 岡山市磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目3-15 (087) 834-3031
広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312
九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3336

カスタマーサポートセンター (応用技術部)

京都 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075) 823-1153
東証ハイテクプラザ 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 (03) 3219-5857

<http://www.shimadzu.co.jp/test/>