


ネットワークシステムで安全・安心なデータ管理を実現！

医薬・医療機器業界の機械的特性試験の規制、ガイドライン対応をサポート！



☑精密万能試験機オートグラフが最新のデータインテグリティに対応しました！

☑ER/ES規制で実績のあるLabSolutionsに試験機用ソフトウェアTRAPEZIUMX-Vを接続し、安心して確実なデータ管理が可能です！

☑LC、GC、UVなどのデータも一括管理！



安全・安心なデータ管理

- データベース管理によるミスの防止
- 堅牢なセキュリティ

管理作業の効率化

- ユーザーなどのシステム情報はサーバーで一括管理
- プロジェクト毎に関連情報を管理


快適な操作環境

- さまざまな分析装置を統合管理
- 膨大な量のデータも素早く検索

規制対応のトータルサポート

- CSV (IQ/OQ バリデーション) 作業の支援機能
- 文章作成支援

データインテグリティとレポートセット



データインテグリティとは、データがすべて揃っていて欠損や不整合がないことを保証することを意味します。つまりデータそのものだけでなく、メタデータ(条件設定やデータ解析など人の手が介在する作業の結果)を目に見える形で提示し、そしてデータと共に照査することが求められます。これを実現するのがレポートセットです。

* LabSolutions AGでは分析レポートに分析条件とデータ履歴が含まれます。