


DuraSAMPLIR 用の粉末試料回収容器

DuraSAMPLIR で粉末試料を測定する場合に使用する、試料を回収するための使い捨て容器です。


特長： ティッシュペーパーや刷毛などで粉末試料を簡単に回収でき、試料室への飛散を防止します。

使用後は試料を包んで丸ごと廃棄することができます。 本ページを A4 縦用紙に原寸で(拡大/縮小等の調整をせず)プリントアウトし、下半分を切り取って下記の図のように組み立てて使用してください。



設置図

キリトリ線



キリトリ線

