

水分計 温度校正 申込書

株式会社 島津製作所

島津製作所 記入欄

受注番号:

【申込者記入欄】 ※選択項目は、□に チェック(√)印をお願いします。

| | | | |
|-----------|--|---|-------|
| ①申込日 | 年 月 日 | | |
| ②申込者 | 会社名・所属・氏名 | | |
| | 住所 | 〒 - | |
| | 電話・FAX | TEL : | FAX : |
| ③仕様 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 当社前回証明書 番号: _____ <input type="checkbox"/> ※未記入の場合は右記資料を引用 <input type="checkbox"/> 添付した証明書・成績書の写し | | |
| 証明書 宛名 | 書面に記載する 依頼者(会社・部署)名 | | |
| | 依頼者の住所 | | |
| 校正 仕様 | 校正点数と温度 | <input type="checkbox"/> 1点 (100℃) <input type="checkbox"/> 2点 (100℃、180℃) <input type="checkbox"/> 3点 (100℃、150℃、180℃) <input type="checkbox"/> その他 (℃) ※未記入の場合は 1点 100℃ とします。 ※MT-860-SMZの標準校正温度範囲は 100℃ ~ 180℃ です。 ※MT-861-SMZの標準校正温度範囲は 100℃ ~ 200℃ です。 ※上記以外の温度でのご希望は、別途協議させていただきます。 ※MOC63の温度校正点は、100℃、180℃固定の為、2点を選択してください。 | |
| | 校正体系図 | <input type="checkbox"/> 必要 ※別途、有償です。 未記入の場合は 不要 とします | |
| | 英文指定 | <input type="checkbox"/> 必要 ※未記入の場合は 和文 とします | |
| ④その他 | | | |
| ご希望納期 | 年 月 日 ※ご希望に添えない場合は別途協議させていただきます。 | | |
| ご要望・連絡 | | | |