

150
YEARS
ANNIVERSARY


\\ **150周年キャンペーン 第2弾** //

マイクロビッカース硬度計

HMV-G31ST

**15台限定
特別価格**

2025年12月末まで



島津製作所は1875(明治8)年に創業し、2025年に創業150周年を迎えました。150年の感謝の気持ちを込めて、マイクロビッカース硬度計 HMV-G31ST 15台限定キャンペーンをご用意いたしました。自動読み取り機能を搭載し、操作性に優れたマイクロビッカース硬度計 HMV-G31ST をお使いいただくことで、データばらつきの抑制、作業効率改善、作業者の負担軽減につながります。自動読み取り機能はくぼみサイズ測長の個人差由来のばらつきを低減でき、読み取り時間も短縮が可能です。得られる硬さ値が作業者により異なるためデータのばらつきに困っている、くぼみサイズの測長に手間を感じている、といったお困りごとがあれば、ぜひ本キャンペーンをご検討ください。

ノート PC 付き

196 万円 (税抜)
特別割引
50% OFF

HMV-G31ST



ノート PC、
ソフトウェア



※画像はイメージです

デスクトップ PC 付き

192 万円 (税抜)
特別割引
50% OFF

HMV-G31ST



デスクトップ PC、
ソフトウェア



※画像はイメージです

※ 特別価格は「標準据付調整費」を含みません。別途、据付調整費が必要です。その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。
※ キャンペーン内容の詳細はお問い合わせください。

いつでも、誰でも、その日から熟練者

ビッカース硬度測定は、くぼみの対角線長さ測定が必要です。HMV-G シリーズ用 PC ソフトウェアが、デジタルカメラによって取り込んだ画像からくぼみの対角線長さを自動測定しますので、作業者の個人誤差によらず安定した結果が得られます。

目視での測定は・・・

接眼レンズを片目で覗きながらくぼみの角に測定線を合わせる作業の繰り返しが必要でした。



測定値がばらつく

時間がかかる

熟練が必要



HMV-G31の自動読取機能なら！

ばらつきの軽減

誰でも同じ試験結果が得られます

測定にかかる時間を削減



高速で測定（約0.3秒）

傷面でも測定可能

試料研磨の手間を解消


測定者の負担を軽減

接眼レンズを覗く必要はありません




はじめてでも使える ソフトウェア

大きな作業の流れを視覚的に追跡しやすく配置し、どなたでも簡単にお使いいただけます。



XY ステージの 電動化にも対応

オプションの電動マイクロメータキットを組み合わせ、手動 XY ステージを簡易電動化することもできます。（後付け可能）



特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載！
お問い合わせはこちら！ [島津150周年記念キャンペーン](#)



本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所 分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1