

150周年キャンペーン 第2弾 /

トリプル四重極質量分析計

LCMS-TQ RX シリーズが

**15台限定
特別価格**

2025年12月末まで




LCMS-8060RX

150
YEARS
ANNIVERSARY



LCMS-8050RX



LCMS-8045RX


1875（明治 8）年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えました。150 年の感謝の気持ちを込めて、15 台限定にて液体クロマトグラフ質量分析計「LCMS-TQ RX シリーズ」を特別価格でご用意いたしました。LCMS-TQ RX シリーズは、多様化する分析現場のニーズに対して、島津製作所が誇る技術を集約した、Reliable、Resilient、Responsible の 3R を兼ね備えたトリプル四重極質量分析計です。圧倒的な信頼性と安定性を誇るハードウェアと、優れた操作性と卓越した自動化技術を搭載したソフトウェアにより、新しい価値を提供します。また本体と同時購入に限り、ソフトウェアも特別価格にてご用意いたしました。既設置装置のご更新や初めての LCMS のご導入にも、ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

トリプル四重極質量分析計

LCMS-8045RX

1,700 ~~3,848 万円~~
万円（税抜）


——— キャンペーンセット内容 ———



LCMS-8045RX



Peakintelligence™
for LCMS



LabSolutions
Insight™



LabSolutions
Connect MRM

トリプル四重極質量分析計

LCMS-8050RX

2,070 ~~4,604 万円~~
万円（税抜）


——— キャンペーンセット内容 ———



LCMS-8050RX



Peakintelligence™
for LCMS



LabSolutions
Insight™





LabSolutions
Connect MRM

※ 特別価格は「標準据付調整費」を含みません。別途、据付調整費が必要です。その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。
※ キャンペーン内容の詳細はお問い合わせください。

より安定なネブライザーフローを実現


新開発 CoreSpray

新開発のネブライザーノズルである CoreSpray により、ネブライザーフローの更なる均一性向上と流量の上限値拡張（7 L/min）を実現。より安定なイオン化を実現し、イオン導入量が安定することで、同一サンプルはもちろんのこと、装置間でのバラツキを低減。ラボにある複数の装置の効率運用を後押しします。



多量のマトリックスを含む試料の連続分析

CoreSpray による均一なネブライザーフローは、多量のマトリックスを含む試料でも長時間安定です。下記データは、紅茶に添加した残留農薬を 20,000 回連続分析し、面積値をプロットしたものです。より過酷な条件で評価するため、バルブを用いた夾雑成分の除去は行いませんでしたが、非常に安定した結果でした。LCMS-TQ RX シリーズは、夾雑成分を多量に含む農産物や生体試料の連続分析においても抜群の頑健性を誇ります。



特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載！
お問い合わせはこちら！ [島津150周年記念キャンペーン](#)



本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所 分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1