

150周年キャンペーン 第2弾 /

150
YEARS
ANNIVERSARY


細胞観察サポート Web アプリケーション

Cell Pocket™

特別割引 **150万円OFF**で

372万円 (税抜)
~~522万円~~

2025年12月末まで




台数限定
15台

※ パソコンは含まれておりません。画像はイメージです。

1875 (明治 8) 年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えました。150 年の感謝の気持ちを込めて、細胞観察サポート Web アプリケーション「Cell Pocket」を特別価格 (本体価格から 150 万円 OFF) でご用意いたしました。大量の画像情報の効率的な管理および煩雑な観察業務の省力化によって「細胞培養ラボにおける働き方改革」を実現します。ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

さらに強化された解析機能

Cell Pocket は、AI 画像解析とデータ管理が一体となった Web アプリケーションです。AI を使う解析だからこそ、どんなデータで学習したのか、どんな解析結果だったのかなど、データのトレーサビリティの確保が重要になります。Cell Pocket はオフィスや実験室から、ラボメンバーのデータ集約・解析・共有を素早く簡易に実現できます。






※ 特別価格は「標準据付調整費」を含みません。別途、据付調整費が必要です。その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。
※ キャンペーン内容の詳細はお問い合わせください。

目で見た細胞の状態を思いのままに数値化

- ・ AI を利用し、細胞の「ちょっとした見た目の違い」の定量化を強力サポートします。
- ・ 自由にカスタマイズできる解析レシピ機能によって数値化、グラフ化できます。

テクスチャ類似度の解析

例えば良い状態のコロニー（状態 A）と悪い状態（状態 B）を学習し、対象のコロニーがどちらの状態に近いのかを画像から識別し、表示することができます。



上記画像中のコロニーの**状態 A**との
類似度 score : 53%


ラボメンバーの培養情報を集約できるポケット

- ・ 培養条件、画像データ、解析結果等をポケットにいれるように簡単に集約できます。
- ・ 最大 20 名まで使用可能な Web アプリケーションです。
- ・ ラボ全体を一元管理することで、データ共有がスムーズに進みます。



培養管理のためのユーザーインターフェース

- ・ 入力情報のテンプレート化機能により、培養条件等を手間なく漏れなく記録することをサポートします。
- ・ AIを活用するためのデータ管理を多数サポート。登録データ、学習データ、解析処理の組合せ、解析結果が一覧で確認できます。



特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載！
お問い合わせはこちら！ [🔍 島津150周年記念キャンペーン](#)



本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。