

\\ 150周年キャンペーン 第2弾 /

マイクロチップ電気泳動システム

MultiNA™ II MCE-301

特別割引 **150万円OFF** で

450万円 ←608万円 (税抜)

2025年12月末まで

150
YEARS
ANNIVERSARY

台数限定
30台

マイクロチップ電気泳動システム

**MultiNA™ II
MCE-301**



1875（明治 8）年に創業した島津製作所は、2025 年に創業 150 周年を迎えました。150 年の感謝の気持ちを込めて、マイクロチップ電気泳動システム「MultiNA II MCE-301」を特別なセット価格でご用意いたしました。MultiNA II では DNA/RNA の有無やサイズを素早く簡単に低コストで確認でき、自動分析フローによってラボ業務の効率化を格段に進めることが可能です。ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

キャンペーンセット内容



・ MultiNA™ II MCE-301 本体




・ マイクロチップ (3pc)

- ・ 専用試薬容器 2 点
(分離バッファ用、マーカー溶液用)
- ・ 電源コードセット

※ 特別価格は「標準据付調整費」を含みません。別途、据付調整費が必要です。その他、ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。
※ キャンペーン内容の詳細はお問い合わせください。


幅広いアプリケーションに対応する試薬キット

ゲノム編集、遺伝子型確認、NGS サンプルのクオリティーチェックなどの幅広いアプリケーションに対応する試薬キットをラインナップしています。マイクロチップを再利用することが可能なので、安価なランニングコストを実現しました。



自動化による生産性と信頼性の向上


分析開始までの所要時間は、サンプルの登録、試薬とサンプルのセット、スタートボタンを押すだけで 10 分で全自動分析が開始できます。従来機種では全サンプルの分析完了までサンプルを追加できませんでしたが、サンプルラックを新たに搭載したため分析中に追加できるように改良しました。



サンプルラック

さらに強化された解析機能


RNA の劣化状態を示す指標 (RII: RNA Integrity Index) を算出できます。また、DNA 分析では標的 DNA の有無を自動判定する「フィンガープリンティング機能」、解析結果に応じてサンプルを分類する「グルーピング解析機能」を追加しました。



他社のRNA劣化指標と比較
(真核生物に対する当社独自評価の結果)

高感度キット

DNA-HS12000 キットを使用すれば、5pg/μL の低濃度サンプルを検出することが可能です。



特設サイトには他のキャンペーン対象機種も多数掲載！
お問い合わせはこちら！ [Q 島津150周年記念キャンペーン](#)



本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所 分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1