


## 研究用試薬

Ampdirect™ Technology

# 腸管系病原菌 遺伝子検出試薬キット Ver.4

検便から、腸管出血性大腸菌・サルモネラ属菌・赤痢菌由来の遺伝子をマルチプレックスPCRと融解曲線解析で一度に検出できる試薬キットの改良品です。



検便を遺伝子検査で迅速・簡便にスクリーニング!!!

迅速



反応時間は約70分※1、※2

簡便



DNA抽出・精製操作は不要※3

便利



蛍光色素も内包 検便だけで直ぐに検査可能

安心




キャリーオーバー汚染の防止機構 (UNG採用)

※1 装置によって反応時間は前後します。






※2 当社従来品(腸管系病原菌遺伝子検出試薬キットVer.2)よりも更に1時間短くなりました。

※3 混合した検便を加熱処理と遠心だけで検査に使用できます。

## 分析の流れ



腸管系病原菌遺伝子検出試薬キットVer.4の実施例



製品情報

| 品 名                   | P/N          | 備 考                 |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| 腸管系病原菌遺伝子検出試薬キットVer.4 | 241-09680-91 | 測定回数:200回、保存温度:-20℃ |

■ 姉妹品

| 品 名                          | P/N          | 備 考                            |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| ノロウイルス検出試薬キットVer.2-ブローブ法- 2色 | 241-09765-91 | 2色蛍光フィルター用 使用回数:100回、保存温度:-20℃ |
| ノロウイルス検出試薬キットVer.2-ブローブ法- 3色 | 241-09765-92 | 3色蛍光フィルター用 使用回数:100回、保存温度:-20℃ |
| ノロウイルス拭取り検査用試薬キット            | 241-09260-91 | 使用回数:100回、保存温度:-20℃            |

- ・十分な検証を行ってから、ご使用ください。
- ・検出は菌種の混在状況や夾雑物の影響を受けることがあります。

Ampdirectは、株式会社島津製作所の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。  
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。  
本製品は研究用です。医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品あるいは医療機器として承認・認証等を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。  
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

- 東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3  
(03)3219-(官公庁・大学担当) 5631・(会社担当) 5616・(会社担当) 5685
- 関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階  
(06)6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556
- 札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605
- 東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231
- 郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790
- つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1  
(029)851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
- 北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷ビル8階  
(048)646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081
- 横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階  
(045)311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615
- 静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054)285-0124

- 名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階  
(052)565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531
- 京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1  
(075)823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603
- 神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665
- 岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511
- 四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087)823-6623
- 広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082)248-4312
- 九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階  
(092)283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター (操作・分析に関する電話相談窓口)

0120-131691  
IP電話等: (075) 813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>