

研究用試薬

Ampdirect™ Technology

新型コロナウイルス拭取り検査試薬キット — 環境検査用 —


環境中の新型コロナウイルスを
簡便・迅速・高感度に検出！



- 専用濃縮液を用いることで、短時間に新型コロナウイルスを濃縮します。
- 濃縮ウイルスは加熱処理のみで使用可能。手間のかかるRNA抽出操作は不要です。



ワークフロー図



※ 試料採取、取扱いについては必要なバイオハザード対策をとってください。
検査に用いる試料の採取方法については、文部科学省より公表されている「調理場における洗浄・消毒マニュアルPart2」を参考にしてください。

製品情報


品名	P/N	備考
新型コロナウイルス 拭取り検査試薬キット —環境検査用—	241-20300-91	検出対象: 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のN(Nucleocapsid) 遺伝子領域2か所(CDC N1, N2) 検出原理: 1step RT-PCR/加水分解プローブ検出法 包装単位: 100テスト 貯蔵方法: -35℃~-15℃ 有効期間: 6ヶ月(使用期限は外装に記載しています)

注意) ・新たに出現した変異株は検出ができないことがあります。
・試料中のウイルス量や夾雑物の多寡などによって検出できない場合があります

製品構成

項目	数量	容量
①濃縮液(Pretreatment Reagent)	1本	50 mL
②処理液(Sample Treatment Reagent)		500 μL
③反応液A(2019-nCoV Reagent A)		650 μL
④反応液B(2019-nCoV Reagent B)		650 μL
⑤反応液C(2019-nCoV Reagent C)		200 μL

RNA精製を不要にするAmpdirect Technology



※キットご使用の際には取扱説明書をよくお読みください。

Ampdirectは、株式会社島津製作所の商標です。

本文中に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は研究用です。医薬品医療機器法に基づく体外診断用医薬品あるいは医療機器として承認・認証等を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
本製品の性能検証は不活化した新型コロナウイルスを用いて実施しました。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03)3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5622

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06)6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029)851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷ビル8階
(048)646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045)311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅前ビル2階 (054)285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052)565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075)823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087)823-6623

広島支店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 (082)236-9652

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092)283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター(操作・分析に関する電話相談窓口) 0120-131691
IP電話等: (075)813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>