


あなたの貴重なサンプル バイアルでロスしていませんか!?



島津LabTotal Vialの3つの特長


- 1 ガラスバイアル表面への塩基性化合物の吸着低減**
▶ 微量な塩基性化合物の分析における定量精度が、これまで以上に向上します。
- 2 高品質バイアルであることを示す品質証明書付き**
▶ 通常LCのみならず、LC/MSの高感度分析用バイアルとしても使用できます。
- 3 広口バイアル、キャップとセプタムのプリセットなど使い勝手が向上**
▶ サンプル準備に要する時間を短縮し、人為的なミスを低減します。



塩基性物質の吸着低減

ガラス製バイアルの弱点であった塩基性物質の吸着を極力抑えました。

LabTotal Vialは、ガラスバイアル表面への吸着を抑制し、経時変化することなく安定した回収率を得ることができます。



広口バイアル、セプトラムとキャップがプリセット

100 μ Lスケールのマイクロピペッターチップを斜めに挿入することで、バイアル内部底面の角にまで達することができ、試料挿入時やサンプルを取り出す時に使いやすい設計となっています。また、バイアルにはマーキングラベルが付いていますのでメモ書きにも便利です。


P/N	品名
227-34001-01	LabTotal Vialキット(証明書付き)

1箱各100個入り

MSスペック品質証明書付き

LC/MSおよびGC/MSを用いて、バイアルからの溶出成分がないことを抜き取り検査で確認しています。

バイアル由来のゴーストピークを心配することなく、安心してご使用いただけます。



株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL: 03-5835-0120 FAX: 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL: 06-6328-2255 FAX: 06-6328-2277

株式会社 島津製作所

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5685
関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556
札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605
東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231
郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790
つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081
横浜支店 220-0004 横浜市中区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615
静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531
京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603
神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078) 331-9665
岡山営業所 700-0826 岡山市北区唐屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511
四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087) 823-6623
広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312
九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター(操作・分析に関する電話相談窓口) ☎ 0120-131691
IP電話等: (075) 813-1691

<http://www.an.shimadzu.co.jp/>