



Experience New Benchmarks with Chromeleon™ 7.2 Chromeleon™ 7.2対応 島津LCドライバ Version 3.00




Nexera™ シリーズの制御に対応

Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon Chromatography Data System (CDS) Softwareから島津UHPLC Nexeraシリーズの制御が可能になります。移動相残量のモニタリング、自動平衡化機能FlowPilot、2系統の分析を1台で行うデュアルポートなど、Nexeraシリーズの先進的な機能をChromeleon 7.2で体感できます。

Chromeleonの装置メソッド編集画面で島津LCの装置パラメータが設定でき、かつ装置メソッドとして各パラメータが保存できますので、初めて島津LCをChromeleonから制御するオペレータでも安心してご使用いただけます。



ePanel



メソッド編集画面

本ドライバをご利用いただく場合、「島津LCドライバ初年度サポートプラン」をお使いになるシステムの台数分ご購入ください。「島津LCドライバ初年度サポートプラン」には、1年間のドライバサポート、インストールディスクなどが含まれます。

今回対応した装置リスト

Nexera シリーズ

ユニット	品名
システムコントローラ	SCL-40 / CBM-40 / CBM-40lite
送液ユニット	LC-40D / LC-40D XR / LC-40B XR / LC-40D XS / LC-40D X3 / LC-40B X3
オートサンブラ	SIL-40 / SIL-40C / SIL-40 XR / SIL-40C XR / SIL-40C XS / SIL-40C X3 / プレートチェンジャ
カラムオープン	CTO-40C / CTO-40S
検出器	SPD-40 / SPD-40V / SPD-M40 / SPD-M30A / RID-20A RF-20A / RF-20Axs / AD / CDD-10A _{vp}
移動相残量計	MPM-40
リザーバ切替バルブ	LPGE Unit / FCV-11AL / FCV-11ALS
高圧流路切替バルブ	FCV-0206 / FCV-0607 / FCV-0206H / FCV-0607H / FCV-0206H3 / FCV-0607H3

※「Nexeraシリーズ」ドライバでは、LC-30ADポンプなど上記以外の機種との接続はできません。

※「SPD-M30A PDA Detector」で制御するSPD-M30Aと組み合わせた制御が可能です。

※ 高圧流路切替バルブは、カラムオープンへの接続のみ可能です。

対応装置リスト

シリーズ	主なユニット
Nexera シリーズ	SCL-40 / LC-40D XR / SIL-40C XR / CTO-40C / SPD-40 / SPD-M40
Nexera / Prominence™	CBM-20A / LC-30AD / SIL-30AC / CTO-20AC / SPD-20A / SPD-M30A
i-Series	LC-2030 / LC-2040 / LC-2030 Plus / LC-2040 Plus

※ 1台の装置制御用PCに最大2台のLCシステムを制御することができます。

※ 1台のコンピュータまたは装置制御サーバに島津LC/GC装置と他社製LCシステムを同時に接続することはできません。島津LC・GC専用のコンピュータまたはサーバを別途ご用意ください。

NexeraおよびProminenceは、株式会社島津製作所の商標です。
Thermo Scientific、ChromeleonおよびDionexは、Thermo Fisher Scientific Inc. またはその他関係会社の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5622

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078) 331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087) 823-6623

広島支店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 (082) 236-9652

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター（操作・分析に関する電話相談窓口）  0120-131691
IP電話等: (075) 813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>