

TNP-4200 (U) に対応！

Webモニタリングで一步進んだ水質管理を！

水質規制管理等でご好評をいただいているTNP-4200 (U) に、新しくWebモニタリングセットがオプションとして追加されました。装置を社内ネットワークにつないで、手元で測定データを確認できます。一步進んだ水質管理に、是非ご検討ください。

複数の装置でも、離れた装置でも、データは手元で確認！

社内ネットワークにつながれば、どこからでもデータを確認できます。
離れた場所の装置や、複数の装置の管理がぐんと便利になります。



Web端末なら何でもOK! 特殊なソフトも不要! ※1

測定結果の出力機能で、帳票作成も便利に! ※2

データの閲覧はWeb端末なら何でもOKです(※1)。使い慣れた端末の、見やすい画面でデータを確認できます。
また測定結果をCSV出力する事ができ、帳票作成もぐんと便利になります(※2)。



スマホで
測定値を確認



PCで測定履歴を確認
→ CSVファイル出力で帳票作成も!



タブレットで
トレンドを確認

低コストで高セキュリティのネットワーク運用が可能!

回線使用料やクラウド使用料も不要です。初期費用のみで運用できます。

データは社内ネットワークの外に出ません。画面はパスワードで保護する事もでき、セキュリティを重視されるお客様にも最適です。

お使いいただくために

Webモニタリングセットをお使いいただくために、弊社TNP-4200(U)本体の他、以下のものをご準備いただく必要があります。^{※3}

弊社からご購入いただくもの

- TNP-4200、またはTNP-4200U
- Webモニタリングセット (イントラネット用)

お客様にご準備いただくもの

- ケーブルやハブ・ルータなどのLAN設備
- PCやスマートフォンなどのWeb端末
- TNP-4200用のIPアドレス など

TNP-4200(U)をご使用中のお客様へ

TNP-4200(U)をすでにご使用中のお客様も、Webモニタリングセットを追加して使用していただくことが可能です。

セットの取り付けにつきましては、弊社フィールドエンジニアの派遣が必要です。

導入をご検討の際は、弊社担当までお問い合わせください。

注記

※1:本オプシオンは、全てのOSやWebブラウザでの動作を保証するものではありません。動作確認済みOS/WebブラウザはWindows7/Internet Explorer、Windows10/Internet Explorer、Chrome、Android/Chrome、iOS/Safariです。

•Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

•Google Chrome、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

•iPad、iPhone、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

•Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※2:帳票作成の際は、PCをご使用ください。

※3:お客様の環境によってご準備いただくものが変わる場合がございますので、導入をご検討の際は弊社担当までお問い合わせください。

本文中に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していません。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03)3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5685

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06)6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029)851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷ビル8階
(048)646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045)311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川1丁目1-1 伊伝静岡駅前ビル2階 (054)285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階

(052)565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1

(075)823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087)823-6623

広島支店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 (082)236-9652

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階

(092)283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター (操作・分析に関する電話相談窓口)

0120-131691

IP電話等: (075)813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>