

Experience New Benchmarks with Empower Waters™ Empower™ 対応島津 LC/GC ドライバ

島津 LC/GC ドライバは、Empower でマルチベンダー対応を検討されておられる皆様に、最新モデルを含む LC および GC の最適な操作環境を提供します。Empower から装置のコントロールやサンプルの分析、データ解析やレポート出力などが可能で、皆様の分析業務を強力にサポートします。



Nexera
series Ultra High Performance
Liquid Chromatograph

Nexis
GC-2030
Gas Chromatograph



最新モデルの島津 LC/GC が Empower に対応

モジュール型 LC Nexera™ シリーズ、一体型 LC i-Series、Nexis™ GC-2030 などの最新モデルを含む島津 LC/GC を Empower から制御することができます。Nexera シリーズでは移動相モニター、同一サンプルを 2 系統で同時に分析するデュアルインジェクション機能、オートサンプラの前処理機能などを、Nexis GC-2030 ではアドバンスドフローテクノロジーを使用した高い分離能力・オーバーラップ動作による分析サイクルの短縮など、先進的な機能を Empower で体感できます。

Empower の装置メソッド編集画面で島津 LC/GC の装置パラメータが設定でき、かつ装置メソッドとして各パラメータを保存できますので、初めて島津 LC/GC を Empower から制御するユーザーでも安心してご使用頂けます。Empower の「サンプルの分析」画面に表示されるコントロールパネルには、島津 LC/GC を直接制御する機能の他、システムの稼働状況が一目で確認できるモニタ機能、各装置の消耗品の使用頻度をチェックするシステムチェック機能などが装備されていますので、分析前に装置の日常点検やコンディショニングを行ったり、分析中の装置の稼働状況モニタとして利用できます。



コントロールパネル



システムチェックレポート

製品形態

品名	備考
e システム LAC/E ³² ™ #16	2ライセンスまたは4ライセンスを選択可
島津LCコントロールライセンス	1ライセンスのみ
島津GCコントロールライセンス	1ライセンスのみ
島津LCドライバ初年度サポートプラン	1ライセンスまたは4ライセンスを選択可
島津GCドライバ初年度サポートプラン	1ライセンスまたは4ライセンスを選択可

※ Empowerのエンタープライズシステムでは、島津専用のLAC/E³²取り込みサーバーが必要です。

※ 1台のコンピュータまたはLAC/E³²取り込みサーバーに最大4台の島津LC/GCを制御することができます。ただし、PDAを1台(または2台)接続した場合は、LCの接続台数が3台(または2台)に制限されます。

※ 島津LC/GCをコントロールするためには、LAC/E³²付属のシステムコントロールライセンスに加えて、島津LC/GCコントロールライセンスが必要です。

ドライバリスト

LC

ドライバ名	主なユニット
Nexera シリーズ	SCL-40 / LC-40D XR / SIL-40C XR / CTO-40C / SPD-40 / SPD-M40
Nexera / Prominence™ / LC-2010	CBM-20A / LC-30AD / SIL-30AC / CTO-20AC / SPD-20A / SPD-M30A LC-2010A / LC-2010C / LC-2010AHT / LC-2010CHT
i-Series	LC-2030 / LC-2040 / LC-2030 Plus / LC-2040 Plus
i-Series LC-2050 / LC-2060	LC-2050 / LC-2060

GC

ドライバ名	主なユニット
島津GCドライバ	GC-2030 / GC-2050 / GC-2010 Plus / GC-2014 / AOC-30i / AOC-20i / AOC-20s HS-20 NX / HS-20 / HS-10 / SCD-2030

Nexera、NexisおよびProminenceは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。
Waters、EmpowerおよびLAC/E³²はWaters Corporationおよびその関係会社の商標です。

本文に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品情報 価格お問合せ



株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622

関西支社 (06) 4797-7230

札幌支社 (011) 700-6605

東北支社 (022) 221-6231

郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515

北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081

横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106

(会社担当) (045) 311-4615

静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531

京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1603

神戸支店 (078) 331-9665

岡山営業所 (086) 221-2511

四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652

九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691
(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等:(075) 813-1691