


## 油圧式平面形重布つかみ具用つかみ歯

油圧式平面形重布つかみ具に対応したつかみ歯です。試験片の形状、材質、硬度に適したつかみ歯を選定してください。



10kN



50kN

適応試験片 : 重布, ヘルトその他類似試験片  
 歯面の硬度 : HRC40以上  
 使用温度範囲 : 0~40℃

\* 印のつかみ歯は、各適応つかみ具に標準付属しています。

| 種類    | 部品番号   | 適応試験片<br>厚さ (mm) | 歯寸法 (mm) |    |     |    |    |
|-------|--------|------------------|----------|----|-----|----|----|
|       |        |                  | 幅        | 長さ | ピッチ | 角度 |    |
| 10kN用 | 波目R4   | * 343-08909-01   | 0~10     | 85 | 55  | 12 | 0° |
|       | 波目R7.5 | * 343-08795-11   |          |    |     | 18 | 0° |
| 50kN用 | 波目R10  | 343-08795-12     | 0~10     | 72 | 100 | 24 | 0° |
|       | 波目R17  | 343-08795-13     |          |    |     | 32 | 0° |

本書に記載されている会社名、製品名/サービスマークおよびロゴは、当社、その関連会社または各社の商標および登録商標です。  
 本文中に「TM」、「®」は記載していません。  
 本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。  
 治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。  
 トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。  
 外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



本社地区事業所及び関連事業所認証取得

## 株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3  
 (03)3219-(官公庁担当)5631・(大学担当)5616・(会社担当)5735  
 関西支社 530-0012 大阪府北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階  
 (06)6373-(官公庁・大学担当)6541・(会社担当)6661  
 札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011)700-6605  
 東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022)221-6231  
 郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024)939-3790  
 つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1  
 (029)851-(官公庁・大学担当)8511・(会社担当)8515  
 北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階  
 (048)646-(官公庁・大学担当)0095・(会社担当)0082  
 横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階  
 (045)311-(官公庁・大学担当)4106・(会社担当)4615  
 静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川12丁目1-1 伊伝静岡駅前ビル2階 (054)285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階  
 (052)565-(官公庁・大学担当)7521・(会社担当)7532  
 京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1  
 (075)823-(官公庁・大学担当)1604・(会社担当)1602  
 神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078)331-9665  
 岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086)221-2511  
 四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087)823-6623  
 広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082)248-4312  
 九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階  
 (092)283-(官公庁・大学担当)3332・(会社担当)3334

グローバルアプリケーション開発センター

京都 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075)823-1153  
 秦野 259-1304 秦野市堀山下380-1 (秦野テクノパーク内) (0463)88-8660  
 東京ハイテクプラザ 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 (03)3219-5857

<http://www.an.shimadzu.co.jp/>