

## キー押し試験治具

(キーボード圧縮試験治具のような) キーの圧縮試験用の治具です。圧盤材料がシリコンゴムで、圧盤の直径が3 mmとなっております。圧盤寸法が小さいため、携帯電話や電卓などさまざまな小型電子機器のキーの試験が可能となります。

キー押し試験治具は、セットとキットの両方をご用意しております。セットには上圧盤、圧縮・曲げ負荷治具、試験片固定盤が付属します。キットには、セットの3つに加え、試験片把持用のステージ/バイスセットが付属します。

使用するロードセルの容量に合わせてご注文ください。対応するロードセルは、AG-X plusシリーズとAGS-Xシリーズの50 N～10 kN容量のものであります。



### 適応材料

電子機器

### 操作

試験片を試験片固定盤上に設置して、ステージバイスにより固定します。試験箇所を上部圧盤に合わせて試験を行います。

## 仕様

最大容量	適応試験片寸法		上圧盤直径	温度範囲	上圧盤質量
	長さ	幅			
N	mm	mm	mm	°C	kg
キー押し試験治具キット					
100	0 ~ 200	0 ~ 75	3	0 ~ 40	0.050
キー押し試験治具セット					
100	0 ~ 200	-	3	0 ~ 40	0.050

## 注文情報

P/N	品名
キー押し試験治具セット セット内容：キー押し試験治具、圧縮・曲げ負荷治具、試験片固定盤	
346-53926-27	キー押し試験治具治具キット (AG-X plusシリーズ 10 kN ロードセル用)
346-53926-28	キー押し試験治具治具キット (AG-X plusシリーズ 50 N ~ 5 kN ロードセル用)
346-53926-77	キー押し試験治具治具キット (AGS-Xシリーズ 10 kN ロードセル用)
346-53926-78	キー押し試験治具治具キット (AGS-Xシリーズ 500 N ~ 5 kN ロードセル用)
346-53926-83	キー押し試験治具治具キット (AGS-Xシリーズ 50 N ~ 100 N ロードセル用)
キー押し試験治具キット セット内容：キー押し試験治具、圧縮・曲げ負荷治具、試験片固定盤、ステージバイスセット	
346-53926-07	キー押し試験治具治具セット (AG-X plusシリーズ 10 kN ロードセル用)
346-53926-08	キー押し試験治具治具セット (AG-X plusシリーズ 50 N ~ 5 kN ロードセル用)
346-53926-57	キー押し試験治具治具セット (AGS-Xシリーズ 10 kN ロードセル用)
346-53926-58	キー押し試験治具治具セット (AGS-Xシリーズ 500 N ~ 5 kN ロードセル用)
346-53926-63	キー押し試験治具治具セット (AGS-Xシリーズ 50 N ~ 100 N ロードセル用)



本社地区事業所及び関連事業所認証取得

Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
本文中には、TM、®マークは明記していません。  
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。  
外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

# 株式会社 島津製作所

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3  
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5735

関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階  
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6661

札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605

東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231

郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790

つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1  
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515

北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階  
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0082

横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階  
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615

静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川12丁目1-1 伊伝静岡駅南ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階  
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7532

京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1  
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1602

神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078) 331-9665

岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 住友生命岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511

四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 住友生命高松ビル9階 (087) 823-6623

広島支店 730-0036 広島市中区袋町4-25 明治安田生命広島ビル15階 (082) 248-4312

九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階  
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

グローバルアプリケーション開発センター

京都 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075) 823-1153

東京ハイテクプラザ 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 (03) 3219-5857

<http://www.an.shimadzu.co.jp/test/>