

MALDI-MS用サンプル濃縮プレート **FlexiFocus™**



FlexiFocusは卓上MALDI-MSに対応した使い捨てサンプルプレートです。
微量サンプルを濃縮し、高感度な測定を実現します。

サンプルを無駄なく最大限使用

- 疎水性ウェル中の親水性サンプルスポット（直径0.9 mm）に固定された液滴が乾燥過程で凝縮することにより、微量サンプルの高感度な分析を実現します。
- 多様なMALDIサンプル、マトリックスに対応します。

自動ワークフローに最適

- サンプルスポットはウェルの中央に高精度で配置されており、自動分析に最適です。
- 金属製インサートをアダプターと組み合わせて使用します。FlexiMass™シリーズと同形状で、ロボットによるサンプルの自動滴下にも適しています。

使い捨てなので洗浄不要

- サンプル調製にかかる時間を最小限にします。
- キャリーオーバーの心配がありません。

大容量オプションを選択可能

- FlexiMassと同じレイアウトの48ウェルタイプに加え、大容量の96ウェルタイプインサートをご用意しています。



その他の特長

- 2次元コードラベルによるトラッキングが可能です。
- 校正用ウェルは輪郭の形状が異なり、識別が容易です。

FlexiFocus 製品詳細

 スターターキット

P/N	品名
223-26510-91	FlexiFocus-48ウェル スターターキット
223-26510-92	FlexiFocus-96ウェル スターターキット

キット内容	48または96ウェルインサート 20枚
	アダプター 1枚

 消耗品、保守部品

P/N	品名
223-26511-03	FlexiFocus-48ウェルインサート 10枚入り
223-26511-04	FlexiFocus-96ウェルインサート 10枚入り
223-26511-05	FlexiFocusアダプター 1枚入り

 対応製品

MALDI-8000シリーズ



MALDImini-1*1



MALDI-7090*2



AXIMAシリーズ*2

*1 FlexiFocus-48のみ対応

*2 FlexiMass Precision 4スロットアダプターが必要

FlexiMassは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。
FlexiFocusは、Kratos Analytical Ltd.の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製品情報



価格お問合せ



株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622

関西支社 (06) 4797-7230

札幌支社 (011) 700-6605

東北支社 (022) 221-6231

郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515

北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081

横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106

(会社担当) (045) 311-4615

静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531

京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604

(会社担当) (075) 823-1603

神戸支店 (078) 331-9665

岡山営業所 (086) 221-2511

四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652

九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332

(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691

(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691