





## ■ 生体由来試料への適用

Shim-pack Mix-HILICは、生体由来試料の測定に適用が可能です。



## ■ Shim-pack Mix-HILICカラム

部品番号	品名	サイズ	粒子径
227-32751-01	Shim-pack Mix-HILIC	150 mm × 2.1 mm I.D.	5 μm

## ■ メタボローム解析に最適なLCシステム

HPLC構成はAnalytical Intelligence機能を搭載したNexera™ X3、MS検出にはマトリクス効果改善と高感度を両立するLCMS-8060NXの組み合わせが、操作性/耐久性を向上させてワークフロー全体を効率化します。また、解析の効率を飛躍的に向上したLabSolutions Insight™や、検出ピークの波形処理の手間を大幅に削減するPeakintelligence™などのご使用により、解析業務のアウトプットを最大化できます。



高速液体クロマトグラフ質量分析計 LCMS-8060NX

## 株式会社 島津ジーエルシー

本社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F TEL : 03-5835-0120  
 関西支店 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-1-22 淀川6番館 6F TEL : 06-7220-9086

Shim-pack、CoreFocus、LCMS、Nexera、PeakintelligenceおよびLabSolutions Insightは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 株式会社 島津製作所

分析計測事業部  
604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631 (大学担当) (03) 3219-5616 (会社担当) (03) 3219-5622	つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511 (会社担当) (029) 851-8515	名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521 (会社担当) (052) 565-7531	広島支店 (082) 236-9652
関西支社 (06) 4797-7230	北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095 (会社担当) (048) 646-0081	京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604 (会社担当) (075) 823-1603	九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332 (会社担当) (092) 283-3334
札幌支店 (011) 700-6605	横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106 (会社担当) (045) 311-4615	神戸支店 (078) 331-9665	
東北支店 (022) 221-6231	岡山営業所 (086) 221-2511	四国支店 (087) 823-6623	島津コールセンター ☎ 0120-131691 (操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691
郡山営業所 (024) 939-3790	静岡支店 (054) 285-0124		