

## TOC計向け Shimadzu 40ml バイアル LE



試料と直接接触するバイアルへの信頼性は日々の測定結果の信頼性に直結します。  
TOC計メーカー基準の製造品質を追求した TOC 計向け Shimadzu 40ml バイアル LE (Low Elution) をご利用ください。

### ■ 島津製作所ラボ用TOC計に最適

ラボ用 TOC 計 (TOC-L、TOC-V シリーズ) 用オートサンプラ (ASI-L、ASI-V) にご利用いただけます。



TOC-L



TOC-Vw

### ■ 厳格な品質管理

独自のガラス製造技術と厳格な検査により、製薬メーカー様からのご要望にマッチした品質を実現しています。



## 仕様

製品名	Shimadzu 40ml/バイアル LEセット (キャップ、セプタム含)
部品番号	227-34200-01
内容物	Shimadzu 40ml/バイアル LE 72本 (製品規格書、バイアル識別ラベル付属) キャップ 72PC、セプタム 72PC

製品名	Shimadzu 40ml/バイアル LE
部品番号	227-34200-02
内容物	Shimadzu 40ml/バイアル LE 72本 (製品規格書、バイアル識別ラベル付属) (キャップ、セプタムは含みません。)

製品名	Shimadzu 40ml/バイアル LE用キャップ
部品番号	227-34200-03
内容物	キャップ 72PC

製品名	Shimadzu 40ml/バイアル LE用セプタム
部品番号	227-34200-04
内容物	セプタム 72PC

注：Shimadzu 40ml バイアル LE セットはプレクリーンバイアルではありません。  
ご利用に先立ち、事前に洗浄いただく必要があります。  
TOC保証 (<10 $\mu$ gC/L) 付きプレクリーンバイアルをお求めの際には、別途お問い合わせください。



## 株式会社 島津ジーエルシー

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>  
[gssupport@glc.shimadzu.co.jp](mailto:gssupport@glc.shimadzu.co.jp)

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。  
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。  
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。  
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。  
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。  
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 株式会社 島津製作所

### 分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

製品情報



価格お問合せ



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631 (大学担当) (03) 3219-5616 (会社担当) (03) 3219-5622	つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511 (会社担当) (029) 851-8515	名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521 (会社担当) (052) 565-7531	広島支店 (082) 236-9652
関西支社 (06) 4797-7230	北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095 (会社担当) (048) 646-0081	京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604 (会社担当) (075) 823-1603	九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332 (会社担当) (092) 283-3334
札幌支店 (011) 700-6605	横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106 (会社担当) (045) 311-4615	神戸支店 (078) 331-9665	
東北支店 (022) 221-6231	静岡支店 (054) 285-0124	岡山営業所 (086) 221-2511	島津コールセンター ☎ 0120-131691 (操作・分析に関する相談窓口) IP電話等:(075) 813-1691
郡山営業所 (024) 939-3790		四国支店 (087) 823-6623	