

NEW Nexis™ GC-2060

The Next Industry Standard



コンセプト動画



時代を越えて受け継がれる革新性

受け継いだ信頼性を礎に、「次世代の標準」を築くという想いを込めてつけられた Nexis は、時代が求める姿に合わせてアップデートを果たしました。

分析効率の新たなスタンダード

新たに開発したマルチモード注入ユニット（MMI）は、5つの注入モード*に1台で対応可能です。高い温度安定性と高速昇温・冷却を両立し、メンテナンス時の装置のダウンタイム低減を実現します。

*スプリット/スプリットレス注入・プログラム昇温気化注入・大量注入・ダイレクト注入・加熱脱着/抽出導入

NEW MMI



メンテナンス時間を
大幅削減

SPL
40分

MMI
5分

NEW FID



NEW TCD



新型検出器の特長

- 世界最高クラスの感度
従来比+20~25 %
- 電源投入から30分で安定



限りなく広がる拡張性

Nexis GC-2060 は、前処理装置、注入ユニット、検出器の豊富なラインナップを取りそろえており、分析目的や対象に応じて選択できます。お客様のニーズに最適なシステム構成を柔軟に構築し、効率的な分析を実現します。



デュアルライン
同時分析

試料注入口
Max3

フロー
コントローラー
Max8

検出器
Max4



オプションの詳細はこちら



アプリケーションの詳細はこちら

高い分析性能で様々なアプリケーションに対応

- USP 467 医薬品中の残留溶媒分析
- デュアルラインによる低級炭化水素・無機ガス分析
- 香気成分の加熱脱着法分析
- 環境汚染物質の大量注入分析



Nexisは、株式会社島津製作所またはその関係会社の日本およびその他の国における商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。

なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。

本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。

治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。

トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所

分析計測事業部

604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

製品情報



価格お問合せ



東京支社 (官公庁担当) (03) 3219-5631
(大学担当) (03) 3219-5616
(会社担当) (03) 3219-5622

関西支社 (06) 4797-7230

札幌支社 (011) 700-6605

東北支社 (022) 221-6231

郡山営業所 (024) 939-3790

つくば支店 (官公庁・大学担当) (029) 851-8511
(会社担当) (029) 851-8515

北関東支店 (官公庁・大学担当) (048) 646-0095
(会社担当) (048) 646-0081

横浜支店 (官公庁・大学担当) (045) 311-4106

(会社担当) (045) 311-4615

静岡支店 (054) 285-0124

名古屋支店 (官公庁・大学担当) (052) 565-7521
(会社担当) (052) 565-7531

京都支店 (官公庁・大学担当) (075) 823-1604
(会社担当) (075) 823-1603

神戸支店 (078) 331-9665

岡山営業所 (086) 221-2511

四国支店 (087) 823-6623

広島支店 (082) 236-9652

九州支店 (官公庁・大学担当) (092) 283-3332
(会社担当) (092) 283-3334

島津コールセンター ☎ 0120-131691
(操作・分析に関する相談窓口) IP電話等: (075) 813-1691