

天びん接続ケーブル対応表

下記の表にしたがって各機種に対応する接続ケーブルを準備します。

	天びん機種	準備物	備考
1	AP シリーズ	USB ケーブルセット(P/N : S321-71730-42)	
2	AT-R シリーズ、MOC63u	USB ケーブルセット(P/N : S321-71730-41)	
3	AT、BL、ELB シリーズ	USB-シリアルアダプタ(P/N : S321-62520) I/O-RS 変換ケーブル(P/N : S321-75885-01)	両方必要
4	TW/TX/TXB シリーズ	USB-シリアル変換キット(P/N : S321-62520-45)	
5	AU、UW/UX/UP、BW-K/BX-K シリーズ	USB-シリアル変換キット(P/N : S321-62520-01)	
6	MOC120H ※Balance Keys のみで使用可能	USB-シリアルアダプタ(P/N : S321-62520) RS-232C ケーブル(P/N : S321-63308)	両方必要

※純正品ケーブル以外のケーブルを使用すると正常に出力できない場合があります。

1. USB ケーブルセット (P/N:S321-71730-42)



Windows

USBコネクタ(Type-A)

USBコネクタ(Type-B)



USB ケーブルセット



AP シリーズ

2. USB ケーブルセット (P/N:S321-71730-41)



Windows

USBコネクタ(Type-A)

USBコネクタ(Type-B)



USB ケーブルセット



水分計 MOC63 u

AT-R シリーズ

3. USB シリアルアダプタ (P/N: S321-62520) I/O-RS 変換ケーブル (P/N: S321-75885-01)



4. USB シリアル変換キット (P/N: S321-62520-45)



5. USB シリアル変換キット (P/N: S321-62520-01)



6. USB シリアルアダプタ (P/N: S321-62520) RS-232C ケーブル (P/N: S321-63308)

