

UW/UX 取扱説明書 訂正

321-78047

平素は弊社の製品をご愛顧いただきありがとうございます。UW/UX について下記の通り仕様変更及び誤記訂正致します。

- ① ステンレスネジを廃止しました。標準梱包品と個数の表(p.10)と図(p.12)を修正しました。


P.10

1 標準梱包品と個数

種 別		a. 大皿形	b. 小皿形 (最小表示 d=0.01g)	c. 小皿形 (最小表示 d=0.001g)
該当機種 (UW/UX2200H [例] は、UW2200H および UX2200H を示す。UW シリーズで H または S の後に V が付く機種も該当。)		UW/UX2200H, UW/UX4200H, UW/UX6200H, UW/UX4200S, UW/UX8200S	UW/UX420S, UW/UX820S	UW/UX220H, UW/UX420H, UW/UX620H, UW/UX820H, UW/UX1020H
天びん本体		1	1	1
皿受けキャップ		4	4	4
皿		1	1	1
AC アダプタ		1	1	1
保護カバー		1	1	1
風防セット	風防本体	0	0	1
	風防フタ	0	0	1
	取付ノブ	0	0	2
ゴムキャップ		0	2 (天びん本体上面に取付)	2 (天びん本体上面に取付)
ステンレスネジ		0	2	2
取扱説明書 (操作説明シート付)		1	1	1

P.12

天びん本体



風防取り付けノブ



~~ステンレスキジ~~



- ② 付録 2 .標準付属品・保守部品リスト表中の風防取付ノブ P/N の仕様変更及び風防セットの情報を訂正しました。

P.105

付録 2. 標準付属品・保守部品リスト

品 名	部品番号 (P/N)	備 考
皿 (大皿)	321-51555	
皿 (小皿)	321-51556	
皿受けキャップ (大皿)	321-51552-02	
皿受けキャップ (小皿)	321-51552-01	
保護カバー	321-62395	表示・キースイッチ部
保護カバー (5 個)	321-62395-10	表示・キースイッチ部
水平調整足	321-53530-30	
風防 (本体部)	321-62799-01	
風防 (フタ)	321-62798-01	
風防取付ノブ (1 個)	321-62787	037-02759-29
風防セット <div style="text-align: right; color: red;"> UW/UX シリーズ UWV シリーズ </div>	321-62797 321-62797-10	(最小表示 0.001g の機種にのみ標準付属) 321-62799-01, 321-62798-01 各 1 個、および 321-62787 2 個のセット
ゴムキャップ (1 個)	321-62794	小皿機種用
AC アダプタ	321-62349	
下皿フック開口部キャップ	321-51572-04	