


培養研究データの信頼性を向上させる

LabSolutions DI Assistパッケージ

近年のバイオ産業の発展、再生医療等製品の拡充に伴い、製造だけでなく基礎研究の場でも実験データに対する改ざんの防止が求められています。改ざんの防止には、**データの意図しない変更や解釈の間違いを未然に防ぐ仕組みが必要**です。島津製作所は製薬企業向けの製品対応で培ってきたデータ管理の仕組みを生かした、LabSolutions™ DI Assistパッケージにより**細胞培養実験室でよく用いられる装置群のデータ管理**を支援いたします。



注1) これらに対応している装置の一例です。


ライフサイエンス分野におけるデータ管理の危機を解消

研究室内の現状

- データの5W1Hは作業者依存




- 複数機器が独立した現場



意図せずに、データを変更してしまったり、解釈を誤ることで、企業コンプライアンスや作業者の弾効が問題になる

LabSolutions DI-Assistの導入後





自動計算でレポート化 **LIMS等へ自動転送**
適切な解析手法で処理されたデータが
実験毎に記録・転送される

注2) PC制御の装置のみ対象です。

注3) 各社ソフトウェアの仕様に依存するため、事前調査が必要です。

システム構成例


島津装置とLabSolutions DI Assistパッケージを組み合わせて利用することもできます。島津装置制御PCと共有できるため、PCを新たに準備する必要がありません。装置は最大8台まで登録可能です。



注3) 島津装置制御PCには、島津装置は1台しか接続できません。
注4) クロマト装置など一部の装置は対応していません。

導入支援サービス

データ運用に関する現状課題の把握から業務改善含めトータルで支援することができます。業務改善の進め方にお困りのお客様は、島津製作所にお任せください！



ネットワークシステムへの拡張

接続装置台数や島津装置が多い場合は、ネットワークシステムであるLabSolutions CSに拡張することをお勧めします。サーバーにすべての情報を管理することで、より信頼性と効率を向上することができます。

カタログご希望の方は、弊社担当営業もしくはcell-biz@group.shimadzu.co.jpにご連絡ください。

LabSolutionsは株式会社島津製作所の商標です。

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証を受けておりません。治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

細胞関連の
プロダクトページはこちら



株式会社 島津製作所

分析計測事業部 604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3
(03) 3219-(官公庁担当) 5631・(大学担当) 5616・(会社担当) 5685
関西支社 530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階
(06) 6373-(官公庁・大学担当) 6541・(会社担当) 6556
札幌支店 060-0807 札幌市北区北七条西2丁目8-1 札幌北ビル9階 (011) 700-6605
東北支店 980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階 (022) 221-6231
郡山営業所 963-8877 郡山市堂前町6-7 郡山フコク生命ビル2階 (024) 939-3790
つくば支店 305-0031 つくば市吾妻3丁目17-1
(029) 851-(官公庁・大学担当) 8511・(会社担当) 8515
北関東支店 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階
(048) 646-(官公庁・大学担当) 0095・(会社担当) 0081
横浜支店 220-0004 横浜市西区北幸2丁目8-29 東武横浜第3ビル7階
(045) 311-(官公庁・大学担当) 4106・(会社担当) 4615
静岡支店 422-8062 静岡市駿河区稲川2丁目1-1 伊佐静岡駅前ビル2階 (054) 285-0124

名古屋支店 450-0001 名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階
(052) 565-(官公庁・大学担当) 7521・(会社担当) 7531
京都支店 604-8445 京都市中京区西ノ京徳大寺町1
(075) 823-(官公庁・大学担当) 1604・(会社担当) 1603
神戸支店 650-0033 神戸市中央区江戸町9-3 栄光ビル9階 (078) 331-9665
岡山営業所 700-0826 岡山市北区磨屋町3-10 岡山ニューシティビル6階 (086) 221-2511
四国支店 760-0017 高松市番町1丁目6-1 高松NKビル9階 (087) 823-6623
広島支店 732-0057 広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階 (082) 236-9652
九州支店 812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル4階
(092) 283-(官公庁・大学担当) 3332・(会社担当) 3334

島津コールセンター (操作・分析に関する電話相談窓口) ☎ 0120-131691
IP電話等: (075) 813-1691

<https://www.an.shimadzu.co.jp/>

初版発行: 2020年3月 LSBN-0018-0066