

2022年5月20日

(株)島津製作所 分析計測事業部  
 バイオ・臨床ビジネスユニット

## マーカ 容器の入手に関するお知らせ

平素より弊社製品 MultiNA をご愛顧いただき誠に有難うございます。  
 樹脂材料の世界的な供給不足により、MultiNA の消耗品であるマーカ容器の入手が困難な状況が発生し、大変ご不便をおかけしております。供給元からの配給遅延が解消するまでの間、代替品として以下の製品をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 入手困難な弊社推奨マーカ容器

推奨マーカ容器 (キャップなし)

取扱	品番	品名	備考
島津ジーエルシー	GLC-MC(マーカ容器)	マーカ容器 GLC-MC	-
アズワン	2-5240-01	同上	(取扱停止中)
	62-7024-55	QSP マイクロチューブ 0.6mL キャップなし NC-502-GRD-Q	(納期末定)
ビーエム機器	NC-502-GRD-Q	キャプレスチューブ 0.6mL ナチュラル	(入荷待ち)

### 2. 代替品としてご利用いただけるマーカ容器

キャップ付き容器のキャップをカットしたものを MultiNA にセットしてお使いいただけます。

取扱	品番 (P/N)	品名	備考
ビーエム機器	502-GRD-Q	サンプリングチューブ 0.6mL ナチュラル	1000本 ★注1)
	502-GRD-(*)-Q	サンプリングチューブ 0.6mL (カラー)	1000本 ★注1,2)
島津製作所	S292-36840-91	MultiNA マーカ-バイアルセット	100本 ★注3)

注1) キャップは必ずカットしてお使いください。キャップのままご使用になりますと、装置の可動部と干渉し故障の原因になる恐れがあります。

注2) 502-GRD-(\*)-Q : \*B, V, Y, R, G, O のいずれか

注3) 常備在庫ではありませんので、弊社営業代理店にお問い合わせください。