

# 新型コロナウイルス検出試薬キット 陽性コントロール スタンダードRNA for nCoV

 **SHIMADZU**

## nCoV RNA

スタンダードRNA for nCoV  
Standard RNA for nCoV

保存温度 Store at -20°C

内容 | Contents

Standard RNA 10,000 copies/μL 100 μL × 1

**スタンダードRNA for nCoV**  
**P/N : 227-20020-91**

 **SHIMADZU**

## nCoV RNA **Ready-to-use**

スタンダードRNA for nCoV [Ready-to-use]  
Standard RNA for nCoV [Ready-to-use]

保存温度 Store at -20°C

内容 | Contents

Standard RNA 10 copies/μL 400 μL × 12

**スタンダードRNA for nCoV**  
**[Ready-to-use]**  
**P/N : 227-20260-91**

本製品は、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のN遺伝子の2か所(N1、N2)の配列を含んでいます。  
遺伝子解析装置 AutoAmpを使用される場合は、希釈が不要なスタンダードRNA for nCoV [Ready-to-use]  
を推奨します。

### 各製品の仕様

	スタンダードRNA for nCoV	スタンダードRNA for nCoV [Ready-to-use]
濃度	10,000copy/μL	10copy/μL
容量	100μl	400μl
本数	1本	12本
使用時※1の希釈	要	不要
繰り返しの凍結	10回以内	不可 (1回使い切り)

※1 以下の試薬キットに対して使用することを想定しています。

体外診断薬用医薬品 Ampdirect 2019-nCoV検出キット (P/N:227-20000-21)

製造販売承認番号: 30200EZ00065000

体外診断薬用医薬品 Ampdirect 2019-nCoV検出キット (12テスト用) (P/N:227-20200-21)

製造販売承認番号: 30200EZ00065000

研究用試薬 2019新型コロナウイルス検出試薬キット (P/N:241-09560-91)