

水銀を使用している製品リスト（全業種）

機種	使用製品	使用部位	販売状態	販売中止時期
光分析（スペクトロメータ）				
UV	UV-1700	LCD	手配中止	2007年9月
UV	BIOSPEC-1600/-1601	LCD	手配中止	2009年4月
UV	UV-1600/-1601/-1603	LCD	手配中止	2002年6月
UV	IUV-1240	LCD	手配中止	2016年2月
UV	Uvmini-1240	LCD	手配中止	2016年2月
UV	BIOSPEC-MINI	LCD	手配中止	2015年12月
UV	UV-1200/-1201/-1202/-1203/-1205/-1206/-1208	LCD	手配中止	1998年11月
UV	SCA-1200	LCD	手配中止	1991年2月
FTIR	AIM-8000/AIMR-8000	MCT検出器	手配中止	1998年10月
FTIR	SSU-8000 MCT	MCT検出器	手配中止	
FTIR	MCTD-8000	MCT検出器	手配中止	
FTIR	AIM-8800	MCT検出器	手配中止	2016年5月
FTIR	MICRO-IR-8800	MCT検出器	手配中止	
FTIR	MCT ASSY	MCT検出器	販売中	
FTIR	MCT キリカエセット	MCT検出器	手配中止	2021年6月
FTIR	MCT キット	MCT検出器	販売中	
FTIR	MICRO-IR-8000/8001	MCT検出器	手配中止	1998年10月
FTIR	FAI-6000F	MCT検出器	手配中止	2005年9月
FTIR	AIM-9000	MCT検出器	手配中止	2023年2月
AA	ホロカソードランプ HG(水銀)	ホロカソードランプ HG(水銀)	販売中	
RF	HGランプ	HGランプ	販売中	
RF	RF-1500/-1501	LCD	手配中止	1994年1月
RF	RF-1000S	LCD	手配中止	1994年1月
	DNA SCREEN ASSY	MCT検出器	手配中止	2002年12月
ガスクロマトグラフ（GC）				
	クロマトパック C-R7A Plus 100Vを使用するシステムGC, GC-20Bシリーズ等	液晶画面	販売中	
	GC-2010	液晶画面	手配中止	2009年10月
	GC-2010Plus(2014年までに生産されたもの)	液晶画面	販売中	2014年8月に水銀不使用部品に改定
	GC-2014(2011年までに生産されたもの)	液晶画面	販売中	2011年5月に水銀不使用部品に改定
	VMS-1000F	液晶画面	販売中	2019年9月に水銀不使用部品に改定
ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS）				
	GCMS-QP2010Plus/2010/2010S/Parvum2	GC-2010の液晶画面	手配中止	2010年5月
データ処理装置（クロマトパック）				
	クロマトパック C-R7A Plus 100V	液晶画面	手配中止	2018年7月

水銀を使用している製品リスト（全業種）

機種	使用製品	使用部位	販売状態	販売中止時期
水質/排ガス分析計, 全有機体炭素計 (TOC)				
	TNP-4110	酸化用UVランプ、吸光度測定光源用UVランプ	手配中止	2021年11月
	TNP-4200	酸化用UVランプ、吸光度測定光源用UVランプ	販売中	
	TNPC-4110	酸化用UVランプ	販売中	
	TOC-4200,TNPC-4110,OnlineTOC-VCSH,TOC-VW,CLM-108,NOA-308,NSA-308,NSA-3080,COA-3030,NOA-3030,リフレッシュNSA-307,リフレッシュNOA-307,POT-8000	LCDバックライト	販売中	
	UVM-402	吸光度測定光源用UVランプ	販売中	
	TOC-VW	酸化用UVランプ	販売中	
液体クロマトグラフ(HPLC)				
	PIA-1000	LCD	手配中止	2011年9月
	SCL-10A	LCD	手配中止	1998年7月
	SCL-10AVP/SP	LCD	手配中止	2013年12月
	SIL-HTA/C	LCD	手配中止	2011年5月
	C-R7A/e	LCD	手配中止	2001年7月
	LC-2010A/CHT	水銀ランプ、LCD	手配中止	2014年7月
	SPD-20A	水銀ランプ	販売中	
	FLD-6A	水銀ランプ	手配中止	1996年8月
	RF-20AXS	水銀ランプ	販売中	
	RF-550	LCD	手配中止	2000年10月
	RF-550A	LCD	手配中止	1991年11月
イメージング質量顕微鏡 (MS)				
	iMScope	蛍光観察照明の水銀ランプ	手配中止	2020年6月
	iMScopeTRIO	蛍光観察照明の水銀ランプ	手配中止	2020年6月
ライフサイエンス関連機器/細胞解析				
	CL-770	LCD	手配中止	2004年12月
	CL-1200	LCD	手配中止	2000年6月
	OM-200/220	LCD	手配中止	2007年10月
	PPSQ-10	LCD	手配中止	1996年7月
	PPSQ-21A/23A	Hgランプ(SPD-20A)	手配中止	2006年8月
	PPSQ-31A/33A	Hgランプ(SPD-20A)	手配中止	2014年6月
	PPSQ-31B/33B	Hgランプ(SPD-20A)	手配中止	2015年9月
	アミノスクリーン	LCD	手配中止	2012年12月
	LiBASys	LCD	手配中止	2002年9月
	DNA SCREEN	LCD	手配中止	2002年12月

水銀を使用している製品リスト（全業種）

機種	使用製品	使用部位	販売状態	販売中止時期
	ALC-1000	Hgランプ(S206-47144)	手配中止	1998年2月
表面組成分析				
	EDX-GP_EN115V クミアワセ EDX-GP_CN クミアワセ EDX-GP ASSY JP EDX-GP ASSY EN 115V EDX-GP ASSY EN 230V EDX-LE ASSY JP EDX-LE ASSY EN 115V EDX-LE ASSY CN EDX-LE ASSY EN 230V EDX-LE ASSY EN WW-WR	PEカンリシリョウ,C-H100-B-*	手配中止	2013年10月
	カンリシリョウ ASSY	PEカンリシリョウ,C-H100-B-*	手配中止	2013年10月
	EDX-GP ASSY CN EDX-GP ASSY EN WW-WR	PEカンリシリョウ,C-H100-B-*	手配中止	2013年10月
	コウセイカンリシリョウ ASSY EDX カンリシリョウオプション RoHSスクリーニングブンセキキット SBスクリーニングキット	PEカンリシリョウ,C-H100-B-*	販売中	
	EDX-LE ASSY JP ROHS/ EDX-LE ASSY CN ROHS/ EDX-LEASSY ENWW-WR R/ EDX-LE ASSY EN230V R	PEカンリシリョウ,C-H100-B-*	販売中	
	EDX CLカンリシリョウオプション ハロゲンキット(J) ハロゲンキット(EN) ハロゲンキット(CN) ROHS,CLスクリーニングキット	CLカンリシリョウ ASSY	販売中	
	EDX SBカンリシリョウオプション アンチモンキット SBスクリーニングキット	SBカンリシリョウ ASSY	販売中	
	ケイコウランプ,FL20SSW/18	ケイコウランプ,FL20SSW/18	販売中	
	ケイコウトウキグ,NF21195	ケイコウトウキグ,NF21195	販売中	

水銀を使用している製品リスト（全業種）

機種	使用製品	使用部位	販売状態	販売中止時期
非破壊検査機器（NDI）				
透視	SMX-31(保守はメクテム移管)	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2007年5月
透視	SMX-1000/1000L	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2011年12月
透視	SMX-160E/ET	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2002年12月
透視	SMX-160E II	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2008年10月
透視	SMX-160GT/LT	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2012年9月
CT	SMX-225CT-SV	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2008年1月
CT	SMX-100CT/130CT-SV	内部照明蛍光灯ランプ	手配中止	2012年7月
CT	inspeXio SMX-90CT Plus	内部照明蛍光灯ランプ	販売中	2016年7月LEDに変更する改定出図済み
CT	inspeXio SMX-225CT	内部照明蛍光灯ランプ	販売中	2016年5月LEDに変更する改定出図済み
CT	inspeXio SMX-225CT FPD	内部照明蛍光灯ランプ	販売中	2016年5月LEDに変更する改定出図済み
材料試験				
	非接触伸び計 DVE-100/200/101/201 (UHシリーズ縦型油圧万能試験機、横型油圧万能試験機用)	伸び計照明用蛍光灯ランプ(FL10W)	手配中止	2010年9月
	薄板鉄鋼用全自動引張試験機	電源制御盤内照明用ランプ (FL20SW)	手配中止	特別注文品
	UH-Iシリーズ	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2011年8月
	I型リフレッシュコントローラ	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2011年8月
	全自動試験機 (UH-Iシリーズ本体による全自動試験機)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2011年8月 特別注文品
	UH-Xシリーズ (2016年6月出荷品まで)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,TCG104VG2AE-D01)	販売中	
	Xコントローラリフレッシュ (2016年6月出荷品まで)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,TCG104VG2AE-D01)	販売中	2016年6月出荷品まで、Hgを含有する
	非接触伸び計 DVE-100/200/101/201 (AGシリーズ 精密万能試験機用)	伸び計照明用蛍光灯ランプ(FL10W)	手配中止	2010年9月
	ゴム用全自動引張試験機 非接触伸び計 (DVE) 付タイプ	伸び計照明用蛍光灯ランプ(FL10W)	手配中止	2010年9月 特別注文品
	AG-Iシリーズ	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2007年4月
	I型リフレッシュコントローラ	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2007年4月
	MST-Iシリーズ	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2007年4月

水銀を使用している製品リスト（全業種）

機種	使用製品	使用部位	販売状態	販売中止時期
	全自動試験機 (AG-I本体による自動試験機)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)	手配中止	2007年4月 特別注文品
	AG-Xシリーズ (2016年5月出荷品まで)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,TCG057QV1CB-G10)	手配中止	2016年5月出荷品まで、Hgを含有する
	Xコントローラリフレッシュ、MST-I Xコントローラタイプ (2016年5月出荷品まで)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,TCG057QV1CB-G10)	手配中止	2016年5月出荷品まで、Hgを含有する
	サーボバルサーシリーズ用 4826コントローラ	コントローラ内のLCDタッチパネル (LCD,DMF-50840NB-FW)	手配中止	2005年3月
	サーボバルサーシリーズ用 4830コントローラ (2016年11月出荷品まで)	コントローラ内のLCDタッチパネル (LCD,KCG057QV1DC-G820)	販売中	2016年11月出荷品まで、Hgを含有する
	ねじり試験装置 (I型コントローラ使用装置)	オペレーションパネル内のLCDタッチパネル (LCD,F51430NFU-FW-AEN)	手配中止	特別注文品
	CFT-Dリニューアルキット	LCDタッチパネル (G-15S-7)	手配中止	2011年6月
	CFT-500Dシリーズ	LCDタッチパネル (G-15S-7)	手配中止	2011年6月
	HSV-20, 30シリーズ	LCDタッチパネル (G-15S-7)	手配中止	2011年6月
	HMV-1/2シリーズ	LCDタッチパネル (G-15S-7)	手配中止	2011年6月
	SMV-300シリーズ	LCDタッチパネル (G-15S-7)	手配中止	2011年6月
	高速度カメラHPV-1	カメラコントローラ内のLCD, 外部LCDモニタ (LC-1071N-SVG,6LC50AN)	手配中止	2008年9月