



こんなときにおすすめ!

島津の 電子 天びん

電子天びん

UW/UXseries

フラッグシップモデル



汎用電子天びん

TW/TXseries

スタンダードモデル

UW/UXシリーズがおすすめ!

薬品に強い金属ボディが必要。

完全自動校正・タイマーCALが必要。

■ 完全自動校正・タイマーCAL機能付きです。
完全自動校正機能搭載 (UWのみ)
感度に影響を及ぼす周囲の温度変化をキャッチし自動で感度校正を行います。
タイマーCAL機能搭載 (UWのみ)
あらかじめ設定した時刻に天びんが自動で感度校正を行います。

内蔵時計による日付時刻出力が必要です。

■ 時計機能を内蔵しています。
日時付きでデータを記録することができます。GLP/GMP/ISO9000
が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。

比重測定がしたい。

動物計量がしたい。

大レンジでのひょう量が必要。

モデル名

U
W

U
X

機 能

UniBloc

ケース材質

感度校正用分銅内蔵

完全自動感度校正機能

タイマーCAL

時計機能

スマートセッティング

スマートプラス

個数測定機能

比重測定機能

床下ひょう量

動物測定モード

バックライト

アナログバー表示

インターバルタイマー出力

ピークホールド

600g以上、6kg以上ひょう量

ガラス風防※小皿機種のみ

Windows直結機能

特許
取得済

アルミダイカスト

T
W

T
X

機 能

UniBloc

ケース材質

感度校正用分銅内蔵

完全自動感度校正機能

タイマーCAL

時計機能

スマートセッティング

特許
取得済

スマートプラス

個数測定機能

比重測定機能

床下ひょう量

動物測定モード

バックライト

アナログバー表示

インターバルタイマー出力

ピークホールド

600g以上、6kg以上ひょう量

ガラス風防※小皿機種のみ

Windows直結機能

特許
取得済

TW/TXシリーズがおすすめ!

この機能でこの価格を実現。

スマートセッティング機能で、
煩わしい設定不要。
いつでも、どこでも使えます。



粉体や液体のはかりとりに便利な天びんが欲しい。
風や振動のある環境で使いたい。
安定性・応答性を自由に切換えたい。

操作が簡単な天びんが欲しい。

個数測定の基準値を複数登録したい。

5種類のサンプル単重値を登録できます。

ガラス製の風防が必要です。