

添付別紙 水銀使用製品一覧表

使用製品	使用部位
光分析(スペクトロメータ)	
UV-1700/1600/1601/1603/1240/1200/1201/1202/1203/1205/1206/1208,BioSpec-1600/1601/ mini, UVmini-1240, SCA-1200, RF-550/551/1500/1501/1000S	LCD
テアツスイギンランプユニット, RF/GS 用水銀ランプ	水銀ランプ
AIM-8000/8800/9000,AIMR-8000, SSU-8000 MCT, MCTD-8000, MICRO-IR-8800,MCT ASSY, MCT キリカエセット, MCT キット, MICRO-IR-8000/8001, FAI-6000F, DNA SCREEN ASSY	MCT 検出器
AA 用ホロカソード水銀ランプ	ホロカソード水銀ランプ
ガスクロマトグラフ(GC)	
C-R7A Plus を使用するシステム GC, GC-20B シリーズ, GC-2010, VMS-1000F GC-2010Plus(2014 年以前に生産されたもの), GC-2014(2011 年までに生産されたもの)	液晶画面
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)	
GCMS-QP2010Plus/2010/2010S/Parvum2	GC-2010 の液晶画面
データ処理装置(クロマトパック)	
C-R7A Plus	液晶画面
水質/排ガス分析計, 全有機体炭素計(TOC)	
TNP-4110/4200	酸化用 UV ランプ 吸光度測定光源用 UV ランプ
TNPC-4110, TOC-VW	酸化用 UV ランプ
TOC-4200,TNPC-4110,OnlineTOC-VGSH,TOC-VW,CLM-108,NOA-308,NSA-308,NSA-3080, COA-3030,NOA-3030,リフレッシュ NSA-307,リフレッシュ NOA-307,POT-8000	LCD バックライト
UVM-402	吸光度測定光源用 UV ランプ
液体クロマトグラフ(HPLC)	
PIA-1000, SCL-10AVP/SP,SIL-HTA/C, C-R7A/e	LCD
LC-2010A/CHT, SPD-20A, RF-20AXS	水銀ランプ
イメージング質量顕微鏡(MS)	
iMScope/ iMScope TRIO	蛍光観察照明の水銀ランプ
ライフサイエンス関連機器/細胞解析	
CL-770/1200, BioSpec-mini,OM-200/220,PPSQ-10,アミノスクリーン,LiBASys, DNA SCREEN	LCD
PPSQ-21A/23A/31A/33A/31B/33B, ALC-1000	水銀ランプ
表面組成分析	
EDX-GP クミアワセ/ASSY/ASSY WW-WR,EDX-LE ASSY/ASSY WW-WR ,カンリシリョウ ASSY, コウセイカンリシリョウ ASSY, EDX カンリシリョウオプション, RoHS スクリーニングブンセキキット, SB スクリーニングキット, EDX-LE ASSY/ROHS/WW-WR R	PE カンリシリョウ,C-H100-B-*
EDX CL カンリシリョウオプション, ハロゲンキット, ROHS,CL スクリーニングキット	CL カンリシリョウ ASSY
EDX SB カンリシリョウオプション, アンチモンキット, SB スクリーニングキット	SB カンリシリョウ ASSY
ケイコウランプ,FL20SSW/18	ケイコウランプ,FL20SSW/18
ケイコウトウキグ,NF21195	ケイコウトウキグ,NF21195

添付別紙 水銀使用製品一覧表

使用製品	使用部位
非破壊検査機器(NDI)	
SMX-31,1000,1000L,160E/ET/ II /GT/LT, 225CT-SV,100CT,130CT-SV ,inspeXio SMX-90CT Plus, inspeXio SMX-225CT/225CT FPD	内部照明蛍光灯ランプ
材料試験	
非接触伸び計 DVE-100/200/101/201(UH シリーズ縦型油圧万能試験機,横型油圧万能試験機用)/(AG シリーズ 精密万能試験機用), ゴム用全自動引張試験機非接触伸び計(DVE)付タイプ	伸び計照明用蛍光灯ランプ(FL10W)
薄板鉄鋼用全自動引張試験機	電源制御盤内照明用ランプ(FL20SW)
UH-I シリーズ, AG-I シリーズ, MST-I シリーズ, 全自動試験機(UH-I シリーズ本体による全自動試験機), 全自動試験機(AG-I 本体による自動試験機), I 型リフレッシュコントローラ	オペレーションパネル内 LCD タッチパネル(LCD,F51430NFU-FW-AEN,LM64P839)
UH-X シリーズ(2016 年 6 月出荷品まで),X コントローラリフレッシュ(2016 年 6 月出荷品まで)	オペレーションパネル内 LCD タッチパネル(LCD,TCG104VG2AE-D01)
AG-X シリーズ(2016 年 5 月出荷品まで), X コントローラリフレッシュ, MST-I X コントローラタイプ(2016 年 5 月出荷品まで)	オペレーションパネル内 LCD タッチパネル(LCD,TCG057QV1CB-G10)
サーボパルサーシリーズ用 4826 コントローラ	コントローラ内 LCD タッチパネル(LCD,DMF-50840NB-FW)
サーボパルサーシリーズ用 4830 コントローラ	コントローラ内 LCD タッチパネル(LCD,KCG057QV1DC-G820)
ねじり試験装置(I 型コントローラ使用装置)	オペレーションパネル内 LCD タッチパネル(LCD,F51430NFU-FW-AEN)
CFT-D リニューアルキット, CFT-500D シリーズ, HSV-20, 30 シリーズ, HMV-1/2 シリーズ, SMV-300 シリーズ	LCD タッチパネル(G-15S-7)
高速度カメラ HPV-1	カメラコントローラ内 LCD,外部 LCD モニタ(LC-1071N-SVG,6LC50AN)