SHIMADZU
Excellence in Science

# ICP質量分析計 (ICP-MS) 乗り換えキャンペーン

島津ICP質量分析計 ICPMS-2040/2050は、2023年の発売以来、多くのお客様から大変ご好評を頂いております。他社製装置をお使いの方のために、ICPMS-2040 (コリジョンセル搭載モデル)のお得なキャンペーンをご用意しましたので、この機会にぜひご検討ください。

**【期限】2027年3月31日まで　【対象】他社製ICP-MSをお使いの方**



ICP質量分析計 **ICPMS-2040**

**キャンペーン構成**
- ICPMS-2040 (ﾛｰﾀﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ を含む)
- LabSolutions ICPMS ｿﾌﾄｳｪｱ, PC, LCD
- 内標準自動添加キット
- 冷却水循環装置, ICP-MSｽﾀｰﾀｰｷｯﾄ

希望販売価格から **46%OFF**

**1450万円** (税抜)

## ＼ このような方におすすめのキャンペーンです ／


使用中のICP-MSの保守期限が近付いてきたので、そろそろ更新したい。



使用中のICP-MSで、**アルゴンガスのコスト**が気になっている。




使用中のICP-MSで、試料導入系の汚れによる**キャリーオーバー**に苦労している。



※ 特別価格には据付調整費を含みません。
※ ご使用にあたって必要な付属品がある場合は別途お見積りいたします。
※ ICPMS-2050 (コリジョン・リアクションセル搭載モデル)の価格につきましてはお問い合わせください。


# ICPMS-2040/2050 の特長



【アルゴンガス流量】


### アルゴンガスの消費量を大幅に低減する『ミニトーチシステム』

島津独自のミニトーチシステムは、通常のプラズマトーチに比べアルゴンガス消費量を約 2/3（11 L/min）に低減しています。また、低価格な工業用アルゴンガス（純度 99.99 %）が使用できるため、大幅なコスト削減に貢献します。




### トータルの測定時間を短縮する『先行リンス』

オプションのオートサンプラを使用して連続測定を行う際、試料測定中にオーバーラップして試料導入経路の洗浄(リンス)を開始することにより、トータルの測定時間を短縮することができます。




### キャリーオーバーを未然に防止する『拡張リンス』

測定対象元素が高濃度の場合、リンスが不十分だと次の試料でキャリーオーバーが発生し再測定が必要となることがあります。拡張リンスは、指定した元素の定量値が上限を超えた場合、事前に設定した追加リンスを自動実行し、キャリーオーバーを防止する機能です。（オプションのオートサンプラが必要です。）

## ICPMS-2040/2050 の詳細はWebサイトをチェック！

特長や主な仕様、分析事例などをWebサイトで詳しくご紹介しています。ICP-MSの基礎やメンテナンス動画など、装置理解に役立つ情報も掲載しておりますので、ぜひご覧ください！

ICPMS-2040/2050 で検索！

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、
各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 島津製作所
分析計測事業部
604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1

製品情報　価格お問合せ